



Dental Solution

I. Introduction

C2S vous remercie d'avoir choisi la C2S pro. Grâce à cette machine, vous allez pouvoir **nettoyer et entretenir les appareils dentaires amovibles** avec la plus grande simplicité et sans danger grâce à un système breveté.

La C2S pro a été conçue et **développée par des spécialistes de la santé buccodentaire**, dans le but d'améliorer le confort et l'hygiène buccale des porteurs de prothèses dentaires.

Mise au point pour le **nettoyage quotidien** de tous les types de prothèses dentaires amovibles, son système **innovant, rapide et économique** de nettoyage par brossage doux de la prothèse avec des aiguillettes d'alliage spécial contribue à la **pérennisation des prothèses dentaires**. L'utilisation de bols individualisés et remplaçables (au bout de 6 mois) permet une **hygiène optimale** qui améliore le confort du porteur de prothèse et évite de plus les contaminations croisées.

Tout comme un brossage dentaire, l'entretien des prothèses avec la C2S pro doit être effectué quotidiennement pour un bon résultat. Cette machine n'est pas destinée à nettoyer les appareils très endommagés par le tartre, si le cas se présente il est important de consulter un chirurgien-dentiste avant la première utilisation pour commencer le travail avec la C2S pro sur de bonnes bases.

ATTENTION : CETTE MACHINE DOIT ÊTRE TENUE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS (-8 ANS) ET DES PERSONNES PORTEUSES DE PACEMAKERS.

Contenu pack de la C2S pro (CS-001)

1. Une machine C2S pro
2. Deux aimants de maintien des aiguillettes dans le bol (fig. 1)
3. Un adaptateur liaison machine
4. Un guide d'utilisation

Contenu pack bols : Whirlbowl (CS-002)

1. Deux bols pour C2S pro (durée maximum d'utilisation : 6 mois)
2. Deux pinceaux (pinces)
3. Deux sachets de 40g d'aiguillettes de nettoyage
4. Set d'étiquettes d'identification
5. Un guide d'utilisation


III. Mode d'emploi

1/ Mise Sous tension

- Relier le cordon d'alimentation au transformateur.
 - Brancher le cordon d'alimentation à la machine ainsi qu'à une prise secteur aux normes.
 - Allumer la machine avec l'interrupteur O/I situé derrière la machine.
 - La machine se met en veille automatiquement après 15 minutes de «non utilisation».
- Pour la relancer, appuyer une fois sur un des boutons.
- Bien éteindre la C2S avec l'interrupteur O/I situé derrière la machine après la dernière utilisation.

2/ Préparation du bol de nettoyage

- Ouvrir le sachet contenant les aiguillettes de métal destinées au nettoyage, directement dans le bol ①. Pour plus de sûreté, placer l'aimant de maintien des aiguillettes sous le bol ②.
- Fermer le bol ③. (Fig.1)
- Utiliser l'étiquette pour inscrire les informations de la personne propriétaire du bol ainsi que la date de première utilisation du bol et la date de péremption à 6 mois.
- Coller l'étiquette dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Coller la deuxième étiquette transparente sur la première étiquette ④. (Fig.2)




4/ Programmation et mise en marche du nettoyage

- Appuyer sur le bouton « Start/stop ».
- Vous pouvez arrêter à tout moment le nettoyage en appuyant sur le bouton « start/stop ».
- Durant le nettoyage, le moteur s'interrompt 10 secondes toutes les 3 minutes.
- Ne pas retirer le bol ni l'ouvrir durant le cycle de nettoyage.

Cas particulier : dans le cas d'une prothèse totale supérieure (maxillaire). Nous conseillons de retourner la prothèse à la moitié du temps pour un meilleur nettoyage. Exemple : pour un nettoyage de 10 minutes, programmer le chronomètre sur 5 minutes pour une face puis 5 minutes pour l'autre face.

- Avec les flèches « haut/bas », faites défiler le temps. Le chrono est préréglé à 10 minutes. Le temps descend et monte 5 minutes par 5 minutes de 5 jusqu'à 20 minutes.
- Le choix du minutage dépend du dépôt présent sur la prothèse dentaire. Entre 5 et 10 minutes, prothèse en phase de maintenance (normalement sale). Entre 10 et 15 minutes, prothèse moyennement sale. Entre 15 et 20 minutes, prothèse très sale.

Attention, si après un nettoyage de 20 minutes, du tartre très dur persiste, nous conseillons de faire 3 passages par jour. Si, malgré tout, ce tartre persiste après une semaine d'utilisation, consulter un chirurgien-dentiste pour enlever le tartre et utiliser la C2S pro sur une base saine afin d'éviter de nouveaux dépôts.



5/ Récupération de la prothèse à la fin du processus de nettoyage

- Sortir le bol de la machine.
- Placer l'aimant de maintien ①.
- Ouvrir le bol ②.
- Récupérer la prothèse à l'aide de la pince fournie ③.
- Rincer la prothèse à grande eau. (Fig.5)

II. Descriptif produit




ATTENTION : les bols sont destinés à un usage strictement personnel (cela évite les contaminations croisées) et utilisés exclusivement sur la C2S pro. La durée d'utilisation du bol est au maximum de 6 mois.

Si par mégarde, la limaille venait à tomber de son bol (oubli de l'aimant de maintien des aiguillettes par ex), il est interdit de récupérer manuellement ou grâce à l'aimant de maintien ces dernières. Cela peut s'avérer dangereux et C2S se décharge de tous les problèmes pouvant être liés à cette manipulation (bactéries sur les aiguillettes, blessures...).

3/ Mise en place du bol dans la machine

- Poser le bol sur l'aimant de maintien des aiguillettes avant ouverture du bol pour maintenir ces dernières au fond du bol ①.
- Ouvrir le bol.
- Remplir le bol avec de l'eau du robinet uniquement, jusqu'au marquage de niveau d'eau visible à l'intérieur ②. Pour un meilleur nettoyage, nous conseillons l'utilisation d'eau tiède.
- Il est possible d'ajouter une pastille de bicarbonate. C2S conseille l'utilisation de ce produit pour une meilleure efficacité du nettoyage. (Fig.3)

- Avec la précelle fournie, déposer la prothèse dentaire dans le bol ③.
- Refermer le bol ④, retirer l'aimant de maintien des aiguillettes ⑤ et insérer le bol dans la C2S pro. (Fig.4)




Attention : bien vérifier qu'aucune aiguille de métal ne se trouve sur la prothèse !

• Sécher la prothèse à l'aide de papier absorbant ou la placer dans un verre d'eau pour rincer la prothèse avant de la replacer en bouche.

Note : après un long nettoyage, il est possible que l'eau contenue dans le bol soit légèrement chaude. Cela est tout à fait normal, ce réchauffement est dû à l'agitation des aiguillettes durant le nettoyage.

6/ Rinçage et entretien du bol après chaque utilisation

- Garder l'aimant de maintien d'aiguillettes sous le bol.
- Verser le liquide contenu dans le bol dans un lavabo ou un bac destiné aux eaux usées.
- Remplir le bol d'eau ① et remuer les aiguillettes grâce à l'aimant de maintien en faisant des petits gestes circulaires ②. Cela permet l'élimination des résidus post-nettoyage. Répéter cette opération jusqu'à ce que l'intérieur du bol soit propre.
- Bien vider l'eau restante dans le bol. (Fig.6)
- Fermer le bol et retirer l'aimant de maintien des aiguillettes.
- Conserver le bol dans un endroit sec à l'abri de la lumière.
- Changer le bol et les aiguillettes de nettoyage tous les 6 mois.



Notes : pour nettoyer la C2S pro utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.

• Le bol usagé et les aiguillettes de métal doivent être jetés dans des bacs spécifiques prévus à cet effet. Les aiguillettes dans le bac à aiguilles et le bol dans le conteneur des éléments souillés.

• Ne pas réutiliser la limaille que ce soit dans un autre bol ou pour tout autre chose.

• Ne pas réutiliser le bol même sans limaille.

Pour plus d'informations, consulter le site www.praticima.fr.

MISES EN GARDE

- La C2S pro doit être tenue hors de portée des enfants (-8 ans) et des personnes porteuses de pacemakers.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- La C2S pro est conçue pour l'entretien des prothèses dentaires. Tout comme un brossage dentaire, l'entretien des prothèses avec la C2S pro doit être effectué quotidiennement pour un bon résultat. Cette machine n'est pas destinée à nettoyer les appareils très endommagés par le tartre, si le cas se présente il est important de consulter un chirurgien-dentiste lors du premier nettoyage pour commencer le travail avec la C2S pro sur de bonnes bases.
- Entreposer C2S pro dans un endroit sec.
- Eviter toute exposition prolongée de C2S pro au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Pour nettoyer la C2S pro utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Bien éteindre la C2S avec l'interrupteur « O/I » situé derrière la machine après la dernière utilisation.
- L'appareil doit être utilisé uniquement avec l'alimentation fournie avec l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.
- Le bol de nettoyage doit être utilisé exclusivement avec la machine C2S pro.
- Les bols sont strictement personnels, ils ne doivent pas être échangés, en cas de doute, il est préférable de changer de bol pour éviter tous risques de contaminations croisées.
- Les aiguillettes de métal et les bols destinés au nettoyage ne doivent en aucun cas être dissociés pour leur utilisation.
- Le bol et la limaille ne doivent pas être utilisés (ensemble ou séparément) pour aucun autre usage que celui strictement prévu dans le cadre du fonctionnement de la machine C2S pro.
- Le bol et les aiguillettes de nettoyage tout comme la machine C2S pro ne sont destinés qu'au nettoyage et à l'entretien de prothèses dentaires.
- Le bol et ses aiguillettes de nettoyage doivent être changés tous les 6 mois.
- Ne pas retirer le bol ni l'ouvrir durant le cycle de nettoyage.
- Si la limaille venait à tomber de son bol (oubli de l'aimant de maintien des aiguillettes par ex), il est interdit de les récupérer manuellement ou grâce à l'aimant de maintien. Cela peut s'avérer dangereux et C2S se décharge de tous les problèmes pouvant être liés à cette manipulation (bactéries sur les aiguillettes, blessures...).
- Vérifier soigneusement qu'aucune aiguille de métal ne se trouve sur la prothèse avant de la remettre en place dans la bouche.
- Le bol usagé et les aiguillettes de métal doivent être jetés dans des bacs spécifiques prévus à cet effet. Les aiguillettes dans le bac à aiguilles et le bol dans le container des éléments souillés.

Photos non contractuelles,
des modifications d'amélioration
du produit peuvent intervenir.





Dental Solution

I. Introduction

C2S thanks you for choosing the C2S pro. This machine and its patented system enables easier and risk-free **cleaning and upkeep of your removable dental appliances**.

The C2S pro has been designed and **developed by oral health specialists** to improve oral hygiene and comfort for denture wearers.

Developed for the **daily cleaning** of all types of removable dentures, its **innovative, fast and economic** cleaning system, which gently brushes the dentures with special cleaning needles, contributes to the **dentures' sustainability**. Use of individual, replaceable containers (every 6 months) ensures an **optimal hygiene** that improves comfort for the denture wearer and also prevents cross-contamination.

As with tooth brushing, denture maintenance with the C2S pro must be carried out daily for a good result. This machine is not intended to clean dentures with extensive tartar damage. If this is the case, then it is important to seek advice from a dental surgeon before using the C2S pro for the first time, to ensure that work begins on good denture bases.

IMPORTANT: THIS MACHINE MUST BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN (UNDER 8 YEARS) AND MUST NOT BE USED BY THOSE WITH PACEMAKERS.

Contents of the C2S pro (CS-001) pack

1. A C2S pro machine
2. Two needle retaining magnets in the container (fig. 1)
3. An adapter connected to the machine
4. A user guide

Contents of the container pack: Whirlbowl (CS-002)

1. Two containers for the C2S pro (maximum use: 6 months)
2. Two pairs of tweezers
3. Two 40-g sachets of cleaning needles
4. A set of identification labels
5. A user guide

II. Product description




III. How to use

1/Turning on the machine

- Attach the power cable to the transformer.
- Connect the power cable to the machine and to a standard plug socket.
- Turn on the machine using the O/I switch behind the machine.
- The machine goes into sleep mode after 15 minutes of «non-use».
- To wake it up, press any of the buttons once.
- After each use, turn off the C2S using the O/I switch on the back of the machine.

2/Preparing the cleaning container

- Open the sachet of metal cleaning needles directly into the container ①. For better safety, position the needle retaining magnet under the container ②.
- Close the container ③. (Fig.1)



4/ Programming and starting the cleaning cycle

- Press the «start/stop» button.
- You can stop the cleaning cycle at any time by pressing the «start/stop» button.
- During the cleaning, the motor will stop 10 seconds for every 3 minutes.
- Do not remove or open the container during the cleaning cycle.


Specific case: for the entire upper denture (upper jaw). We recommend turning the denture halfway through the cycle for a better clean. Example: for a 10-minute cleaning cycle, program the timer for 5 minutes for one side then 5 minutes for the other side.

- Use the «up/down» arrows to scroll to the correct time. The timer is pre-programmed for 10 minutes. The time reduces and increases in 5-minute increments up to 20 minutes.
- Timing selection depends on the amount of residue on the denture. Between 5 and 10 minutes for a standard upkeep clean (standard amount of residue). Between 10 and 15 minutes for quite a lot of residue. Between 15 and 20 minutes for a lot of residue.

Warning: if the tartar remains after a 20-minute clean, we recommend cleaning 3 times a day. If the tartar persists after a week of use, seek advice from a dental surgeon about removing the tartar and using the C2S pro on a clean base in order to prevent the formation of new residue.

5/Retrieving the denture at the end of a cleaning cycle

- Remove the container from the machine.
- Position the retaining magnet under the container ①.
- Open the container ②.
- Retrieve the denture using the tweezers supplied ③.
- Rinse the denture with copious amounts of water. (Fig.5)




IMPORTANT: containers are strictly for individual use (this prevents cross-contamination) and must only be used on the C2S pro. Containers can be used for up to a maximum of 6 months. Should the needles fall out of their container (for example, if you forget to use the needle retaining magnet), it is prohibited to pick them up manually or to use the retaining magnet to gather them up. This could be dangerous and C2S is not liable for any problems that may be linked to such handling (bacteria on the needles, injuries etc.).

3/Positioning the container in the machine

- Position the container on the needle retaining magnet before opening it, in order to keep the needles at the bottom of the container ①.
- Open the container.
- Fill the container with tap water only, up to the level marking that is visible on the inside ②. For a better clean, we recommend using warm water.
- You can add a bicarbonate tablet. C2S recommends using this product to achieve a better clean. (Fig.3)

- Using the tweezers supplied, set the denture into the container ③.
- Close the container ④, remove the needle retaining magnet ⑤ and insert the container into the C2S pro. (Fig.4)




IMPORTANT: Thoroughly check that no metal needles are stuck in the denture!

- Dry the denture using a paper towel or place it in a glass of water to rinse it before putting it back in your mouth.
- Note:** after a long cleaning cycle, the water in the container may be quite hot. This is completely normal and is caused by the movement of the needles during the cleaning cycle.

6/Rinsing and maintaining the container after each use

- Keep the needle retaining magnet under the container.
- Empty the liquid in the container into a sink or waste water tank.
- Fill the container with water ① and use the retaining magnet to manipulate the needles in small circular motions ②. This will remove any residue remaining after the cleaning cycle. Repeat this step until the inside of the container is clean.
- Empty the remaining water from the container. (Fig.6)
- Close the container and remove the needle retaining magnet.
- Keep the container in a dry place that is protected from direct light.
- Replace the cleaning needles and container every 6 months.



Note: Use a damp cloth to clean the C2S pro. Do not use solvents or corrosive products.

- The used container and needles must be disposed of in specially-provided bins. The needles go in the needle bin and the container into the contaminated items bin.
- Do not use any needles that have been in another container or used for anything else.
- Do not re-use the same container without the needles.

For more information, go to www.praticima.fr.

WARNING

- The C2S must be kept out of the reach of children (under 8 years) and must not be used by those with pacemakers.
- Children must not play with this appliance.
- This appliance may be used by children who are 8 years or older and by those with reduced physical, sensory or mental abilities, or those lacking experience or knowledge, provided they are correctly supervised, or if the instructions related to the use of the appliance have been adequately given and if the risks involved have been understood.
- The C2S pro was designed for denture maintenance. As with tooth brushing, denture maintenance with the C2S pro must be carried out daily for a good result. This machine is not intended to clean dentures that are very damaged by tartar. If this is the case, then it is important to seek advice from a dental surgeon before using the C2S pro for the first time, to ensure that work begins on good tooth bases.
- Store the C2S pro in a dry place.
- Avoid prolonged exposure of the C2S pro to the sun or to any heat source.
- Use a damp cloth to clean the C2S pro. Do not use solvents or corrosive products.
- Children should not clean or maintain the appliance without supervision.
- After each use, turn off the C2S pro using the «O/I» switch behind the machine.
- The appliance must only be powered by the correct electrical supply.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its After-Sales department or by similarly-qualified personnel, to prevent any risk.
- The transformer's flexible external cable cannot be replaced; should the cable become damaged, it must be disposed of and replaced with a transformer from the same model.
- The cleaning container must only be used with the C2S pro.
- Containers are strictly individual and must not be interchanged. If in doubt, changing the container is recommended in order to prevent any risk of cross-contamination.
- The metal needles and containers used for cleaning must never be separated for use.
- The container and needles must not be used (together or separately) for anything else other than as part of the C2S pro machine.
- The cleaning needles and container, as well as the C2S pro machine, should only be used for cleaning and maintaining dentures.
- The cleaning needles and container must be replaced every 6 months.
- Do not remove or open the container during the cleaning cycle.
- Should the needles fall out of their container (for example, if you forget to use the retaining magnet for the needles), it is prohibited to pick them up manually or to use the retaining magnet to gather them up. This could be dangerous and C2S is not liable for any problems that may be linked to such handling (bacteria on the needles, injuries etc.).
- Thoroughly check that none of the metal needles are stuck in the denture before putting it in your mouth.
- The used container and needles must be disposed of in specially-provided bins. The needles go in the needle bin and the container into the contaminated items bin.

Non-contractual photos of product improvements may appear.



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANCE
praticima@praticima.fr





Solución dental

I. Presentación

C2S le agradece la elección del C2S pro. Gracias a este dispositivo, usted podrá **limpiar y mantener las prótesis dentales extraíbles** con la mayor simplicidad y sin peligro gracias a un sistema patentado.

El C2S pro ha sido diseñado y **desarrollado por especialistas en salud dental**, con el fin de mejorar la comodidad y la higiene bucal de los usuarios de prótesis dentales.

Creado para la **limpieza diaria** de todo tipo de prótesis dentales extraíbles, su sistema **innovador, rápido y económico** de limpieza por cepillado suave de la prótesis con agujillas de aleación especial contribuye a **prolongar la vida útil de las prótesis dentales**. El uso de recipientes individuales y reemplazables (al final de 6 meses) permite una **higiene óptima** que mejora la comodidad del usuario de prótesis y evita las contaminaciones cruzadas.

Al igual que el cepillado de los dientes, el mantenimiento de las prótesis con el C2S pro debe realizarse todos los días a fin de obtener buenos resultados. Este aparato no está preparado para limpiar prótesis muy dañadas por el sarro. En ese caso es importante consultar al odontólogo para una primera limpieza a fin de asentar el trabajo con el C2S pro sobre una buena base.

ATENCIÓN: EL C2S DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DE MENOS DE 8 AÑOS Y DE LAS PERSONAS CON MARCAPASOS.

Contenido del envase del C2S pro (CS-001)

1. El C2S pro
2. Dos imanes para sostener las agujillas al recipiente (fig. 1)
3. Adaptador de unión al dispositivo
4. Guía de uso

Contenido del envase de los recipientes: (CS-002)

1. Dos recipientes para C2S pro (duración máxima de uso: 6 meses)
2. Dos pinzas
3. Dos blisteres de 40g de agujillas de limpieza
4. Juego de etiquetas de identificación
5. Guía de uso


III. Instrucciones

1/ Conexión eléctrica

- Conectar el cable de alimentación al transformador.
- Conectar el cable de alimentación al dispositivo y a un enchufe estándar.
- Encender el dispositivo con el interruptor O/I situado detrás del dispositivo
- El dispositivo se pone en espera automáticamente después de 15 minutos «sin uso».
- Para volver a ponerla en funcionamiento, presionar uno de los botones.
- Una vez finalizada la última limpieza, apagar el C2S con el interruptor O/I situado detrás del dispositivo.

2/ Preparación del recipiente de limpieza

- Abrir la bolsita con las agujillas metálicas de limpieza y colocarlas en el recipiente. **1**. Para mayor seguridad, colocar el imán de sostén de las agujillas debajo del recipiente **2**.
- Cerrar el recipiente **3**. (Fig.1)
- Utilizar la etiqueta para escribir la información del propietario del recipiente y la fecha del primer uso y la fecha de vencimiento a los 6 meses.
- Pegar la etiqueta en el lugar previsto.
- Pegar la segunda etiqueta transparente sobre la primera etiqueta **4**. (Fig.2)



4/ Programación y puesta en marcha de la limpieza

- Presionar el botón de «inicio/parada».
- Se puede detener el proceso en cualquier momento si se presiona el botón de «inicio/parada».
- Durante la limpieza, el motor se interrumpe 10 segundos cada 3 minutos.
- No retirar ni abrir el recipiente durante el ciclo de limpieza.

Caso especial: prótesis total superior (maxilar superior). Se aconseja volver a colocar la prótesis durante la mitad del tiempo para una mejor limpieza. Ejemplo: Para una limpieza de 10 minutos, programar el cronómetro 5 minutos para un lado y luego 5 minutos para el otro lado.


- Hacer desplazar el tiempo con las flechas «arriba/abajo». El cronómetro está preajustado a 10 minutos. El tiempo desciende o asciende de 5 en 5 minutos, hasta 20 minutos.
- La elección del tiempo depende del depósito que tengan las prótesis dentales. Entre 5 y 10 minutos para una prótesis en fase de mantenimiento (sucedánea normal). Entre 10 y 15 minutos para una prótesis medianamente sucia. Entre 15 y 20 minutos para una prótesis muy sucia.

Atención: si después de una limpieza de 20 minutos el sarro persiste, se aconseja realizar 3 limpiezas por día. Si, a pesar de todo, el sarro persiste después de una semana de uso, consultar con un odontólogo para eliminar el sarro y utilizar el C2S pro a partir de una base sana para evitar nuevos depósitos de sarro.

5/ Recuperación de la prótesis al finalizar el proceso de limpieza

(Fig.5)

- Retirar el recipiente del dispositivo.
- Colocar el imán de mantenimiento **1**.
- Abrir el recipiente **2**.
- Retirar la prótesis con la pinza provista **3**.
- Aclarar la prótesis con mucha agua (Fig.5).



II. Descripción del producto




ATENCIÓN: los recipientes son estrictamente personales (esto evita la contaminación cruzada) y solo deben utilizarse en el C2S pro. La vida útil del recipiente es de 6 meses.

Si las agujillas se caen del recipiente (porque se olvidó el imán de sostén de las agujillas, por ejemplo) está prohibido recuperarlas manualmente o con el imán de sostén. Esto puede resultar peligroso y C2S no se hace cargo de los problemas relacionados con esta manipulación (bacterias en las agujillas, heridas, etc.).

3/ Colocar el recipiente sobre el equipo

- Colocar el recipiente sobre el imán de sostén de las agujillas antes de abrirla para mantenerlas en el fondo del recipiente. **1**.
- Abrir el recipiente.
- Llenar el recipiente solo con agua de red hasta la marca de nivel de agua visible en el interior **2**. Se recomienda el uso de agua tibia para lograr una mejor limpieza.
- Se puede agregar una pastilla de bicarbonato. C2S recomienda el uso de este producto para aumentar significativamente la eficacia de la limpieza. (Fig.3)

- Con la pinza provista, colocar la prótesis en el recipiente **3**.
- Volver a cerrar el recipiente **4**, retirar el imán de sostén de las agujillas **5** e insertar el recipiente en el C2S pro. (Fig.4)




Atención: verificar con cuidado que no quede ninguna aguja de metal en la prótesis.

- Secar la prótesis con papel absorbente o colocarla en un vaso de agua para aclarar la prótesis antes de volver a ponerla en la boca.

Nota: Después de una limpieza prolongada es posible que el agua del recipiente esté ligeramente turbia. Es totalmente normal, esto se debe al movimiento de las agujillas durante la limpieza.

6/ Aclarado y mantenimiento del recipiente después de cada uso

- Guardar el imán de mantenimiento de agujillas debajo del recipiente.
- Descartar el líquido de adentro del recipiente en un lavabo o en un contenedor para aguas usadas.
- Llenar el recipiente y mover las agujillas con el imán haciendo pequeños movimientos circulares **2**. Esto permite la eliminación de los residuos después de la limpieza. Repetir esta operación hasta que el interior del recipiente esté limpio.
- Vaciar toda el agua del recipiente. (Fig.6)
- Cerrar el recipiente y retirar el imán de sostén de las agujillas.
- Conservar el recipiente en un lugar seco y oscuro.
- Cambiar el recipiente y las agujillas de limpieza cada 6 meses.



Notas: Para limpiar el C2S pro se debe utilizar un paño ligeramente húmedo. No se deben utilizar ni solventes ni productos corrosivos.

- El recipiente usado y las agujillas de metal deben colocarse en los recipientes específicos previstos para ese efecto. Las agujillas en el recipiente de agujillas y el recipiente en el contenedor de elementos sucios.
- No se deben volver a utilizar las limaduras ni en otro recipiente ni para ningún otro propósito.
- No volver a utilizar el mismo recipiente sin limaduras.

Para más información, consultar el sitio www.practicima.fr.

ADVERTENCIA

- El C2S debe mantenerse fuera del alcance de los niños de menos de 8 años y de las personas con marcapasos.
- Los niños no deben jugar con este aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos siempre que sean correctamente supervisados o si las instrucciones relativas al uso seguro del dispositivo fueron impartidas y si han comprendido los riesgos posibles.
- El C2S pro ha sido diseñado para el mantenimiento de las prótesis dentales. Al igual que el cepillado de los dientes, el mantenimiento de las prótesis con el C2S pro debe realizarse todos los días a fin de obtener buenos resultados. Este aparato no está preparado para limpiar prótesis muy dañadas por el sarro. En ese caso es importante consultar al odontólogo para una primera limpieza a fin de asentar el trabajo con el C2S pro sobre una buena base.
- Guardar el C2S pro un un lugar seco.
- Evitar la exposición prolongada del C2S pro al sol o a cualquier otra fuente de calor.
- Para limpiar el C2S pro se debe utilizar un paño ligeramente húmedo. No se deben utilizar ni solventes ni productos corrosivos.
- La limpieza y el mantenimiento por el uso no debe ser realizado por niños sin supervisión.
- Una vez finalizada la última limpieza, apagar el C2S con el interruptor O/I situado detrás del dispositivo.
- El C2S solo debe usarse con la fuente de alimentación incluida con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado debe ser reemplazado por el fabricante, el servicio post-venta o por personas con capacitación similar a fin de evitar peligros.
- El cable flexible externo de este transformador no puede reemplazarse, si se daña, lo aconsejable es descartar el transformador y reemplazarlo por otro del mismo modelo.
- El recipiente de limpieza solo debe usarse con el dispositivo C2S pro.
- Los recipientes son estrictamente personales y no deben intercambiarse, en caso de duda, resulta preferible cambiar el recipiente para evitar los riesgos de la contaminación cruzada.
- Las agujillas de metal y los recipientes destinados a la limpieza nunca deben separarse para su uso.
- El recipiente y las limaduras no deben usarse (en conjunto o por separado) para ningún otro uso que el estrictamente previsto dentro del marco de funcionamiento del dispositivo C2S pro.
- El recipiente y las agujillas de limpieza, así como el dispositivo C2S pro solo están destinados a la limpieza y el mantenimiento de las prótesis dentales.
- Se debe cambiar el recipiente y las agujas de limpieza cada 6 meses.
- No retirar ni abrir el recipiente durante el ciclo de limpieza.
- Si las limaduras se caen del recipiente (porque se olvidó el imán de sostén de las agujillas, por ejemplo) esta prohibido recuperarlas manualmente o con el imán de sostén. Esto puede resultar peligroso y C2S no se hace cargo de los problemas relacionados con esta manipulación (bacterias en las agujillas, heridas, etc.).
- Se debe verificar con sumo cuidado que no quede ninguna agujilla de metal en la prótesis antes de volver a colocarla en la boca.
- El recipiente usado y las agujillas de metal deben colocarse en los recipientes específicos previstos para ese efecto. Las agujillas en el recipiente de agujillas y el recipiente en el contenedor de elementos sucios.

Fotos no contractuales,
puede haber modificaciones
para mejorar el producto.



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANCIA
praticima@praticima.fr





Dental Solution

I. Introduzione

C2S vi ringrazia per aver scelto il C2S pro. Grazie a questo apparecchio potrete **pulire e curare gli apparecchi dentari mobili** con la massima semplicità e senza alcun rischio, grazie a un sistema brevettato.

Il C2S pro è stato concepito e sviluppato da specialisti nell'ambito della **sanità oro-dentale**, al fine di migliorare il confort e l'igiene buccale dei portatori di protesi dentale.

Messa a punto per la **pulizia giornaliera** di tutti i tipi di protesi dentarie mobili; il suo sistema **innovativo, rapido ed economico** di pulizia tramite spazzolatura dolce della protesi con strisce in lega speciale contribuisce alla **stabilità delle protesi dentarie**. L'utilizzo di contenitori individuali e sostituibili (alla fine di 6 mesi) consente di ottenere una **igiene ottimale** che migliora il confort del portatore di protesi ed evita anche le contaminazioni incrociate.

Proprio come spazzolare i denti, per ottenere un buon risultato, la cura delle protesi con il C2S pro deve essere effettuata quotidianamente. Questa macchina non è indicata per la pulizia di dispositivi molto danneggiati dal tartaro, se il caso si presenta è importante consultare un dentista prima del primo utilizzo per iniziare a lavorare con il C2S pro su una buona base.

ATTENZIONE: LA MACCHINA DEVE ESSERE CONSERVATA LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI (DI ETÀ INFERIORE A 8 ANNI) E DAI PORTATORI DI PACEMAKER.

Contenuto del pack C2S pro (CS-001)

- 1. Un apparecchio C2S pro
- 2. Due calamite di tenuta delle strisce nel contenitore. 1)
- 3. Un adattatore di collegamento macchina
- 4. Una guida per l'uso

Contenuto del pack contenitori: Whirlbowl (CS-002)

- 1. Due contenitori per C2S pro (durata massima di utilizzo: 6 mesi)
- 2. Due pinzette (pinze)
- 3. Due sacchetti da 40 g di strisce di pulizia
- 4. Set di etichette identificative
- 5. Una guida per l'uso


III. Modalità d'uso

1/ Messa in tensione

- Collegare il cavo di alimentazione al trasformatore.
 - Collegare il cavo di alimentazione alla macchina e a una presa di rete conforme alle norme.
 - Accendere l'apparecchio servendosi dell'interruttore O/I situato dietro l'apparecchio.
 - La macchina entra in standby automaticamente dopo 15 minuti di inutilizzo.
- Per riavviarla, premere una volta uno dei tasti.
- Dopo averlo utilizzato, spegnere il C2S servendosi dell'interruttore "O/I" posto sul retro dell'apparecchio.

2/ Preparazione del contenitore di pulizia

- Aprire la busta contenente le strisce metalliche destinate alla pulizia direttamente nel contenitore ①. Per maggiore sicurezza, collocare la calamita di tenuta delle strisce sotto il contenitore ②.
- Chiudere il contenitore ③. (Fig.1)



4/ Programmazione e avviamento della pulizia

- Premere il tasto "start/stop".
- La pulizia può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto "start/stop".
- Durante la pulizia, il motore si interrompe per 10 secondi ogni 3 minuti.
- Non togliere il contenitore né aprirlo durante il ciclo di pulizia.


Caso speciale: nel caso di una protesi totale superiore (mascellare). Si consiglia di girare la protesi sull'altro lato a metà della procedura per una migliore pulizia. Esempio: Per una pulizia di 10 minuti, impostare il cronometro su 5 minuti per un lato e 5 minuti per l'altro lato.

- Servendosi delle frecce alto/basso, far scorrere il tempo. Il cronometro è regolato in via predefinita su 10 minuti.
- Il tempo scende e sale in incrementi di 5 minuti da 5, fino a 20 minuti.
- La scelta del numero di minuti dipende dal deposito presente sulla protesi dentaria. Tra 5 e 10 minuti, protesi in fase di mantenimento (sporco normale). Tra 10 e 15 minuti, protesi mediamente sporca. Tra 15 e 20 minuti, protesi molto sporca.

Attenzione: se in seguito a una pulizia di 20 minuti, persiste la presenza di tartaro molto duro, consigliamo di effettuare 3 passaggi al giorno. Se, nonostante tutto, tale tartaro persiste dopo una settimana di utilizzo, rivolgerti a un odontoiatra per eliminare il tartaro e utilizzare il C2S pro su una base sana per evitare nuovi depositi.

5/ Recupero della protesi al termine del procedimento di pulizia

(Fig.5)



- Estrarre il contenitore dalla macchina.
- Posizionare la calamita di tenuta ①.
- Aprire il contenitore ②.
- Recuperare la protesi servendosi della pinza in dotazione ③.
- Risciacquare la protesi con abbondante acqua (Fig.5).

II. Descrizione prodotto




ATTENZIONE: i contenitori sono destinati a un utilizzo strettamente personale (per evitare contaminazioni incrociate) ed esclusivamente sul C2S pro. La durata di utilizzo del contenitore è di 6 mesi.

Se le limature dovessero cadere accidentalmente dal contenitore (ad esempio per essersi scordati di posizionare la calamita di tenuta), è vietato raccoglierle a mani nude o con la calamita di tenuta. Ciò può essere pericoloso e C2S declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi legati a questo tipo di manipolazione (batteri presenti sulle aguzze, ferite...).

3/ Posizionamento del contenitore nell'apparecchio

- Collocare il contenitore sulla calamita di tenuta delle strisce prima di aprire il contenitore per mantenere le strisce sul fondo del contenitore stesso ①.
- Aprire il contenitore.
- Riempire il contenitore con sola acqua di rubinetto fino al segno di livello visibile all'interno ②. Per una pulizia migliore, suggeriamo l'uso di acqua tiepida.
- È possibile aggiungere una pastiglia di bicarbonato. C2S consiglia l'uso di questo prodotto per una maggiore efficacia della pulizia (Fig.3).

- Servendosi della pinzetta in dotazione, collocare la protesi dentale nel contenitore. ③.
- Richiudere il contenitore ④, togliere la calamita di tenuta delle strisce ⑤ e inserire il contenitore nel C2S pro. (Fig.4)



Attenzione: verificare che sulla protesi non siano presenti strisce di metallo!

• Asciugare la protesi servendosi di carta assorbente o collocarla in un bicchiere d'acqua per risciacquare la protesi prima di rimetterla in bocca.

Nota bene: dopo una lunga pulizia, è possibile che l'acqua all'interno del contenitore sia leggermente calda. Tutto ciò è normale: questo riscaldamento è dovuto al movimento delle strisce durante la pulizia.

6/ Risciacquo e manutenzione del contenitore dopo ciascun utilizzo

- Mantenere la calamita di tenuta delle strisce sotto il contenitore.
- Versare il liquido contenuto nel contenitore in un lavandino o in un serbatoio destinato alle acque reflue.

- Riempire il contenitore d'acqua e rimuovere le strisce servendosi della calamita facendo dei piccoli gesti circolari ②. Questo consente l'eliminazione dei residui post-pulizia. Ripetere questa operazione fino a quando l'interno del contenitore sia pulito.
- scaricare completamente l'acqua residua nel contenitore (Fig.6).

- Chiudere il contenitore e togliere la calamita di tenuta delle strisce.
- Conservare il contenitore in un luogo asciutto lontano dalla luce.
- Cambiare il contenitore e le strisce di pulizia ogni 6 mesi.

Note: per pulire il C2S pro, servirsi di un panno leggermente inumidito. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.

• Il contenitore usurato e le strisce di metallo devono essere gettati in contenitori specifici destinati allo scopo. Le strisce nell'apposito contenitore e il contenitore nel container degli elementi contaminati.

• Non riutilizzare le limature in un altro contenitore o per qualsiasi altro scopo.

• Non riutilizzare il contenitore anche se senza limatura.

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.praticima.fr.

AVVERTENZE

- Conservare il C2S lontano dalla portata dei bambini (di età inferiore a 8 anni) e dai portatori di pacemaker.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone aventi capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o inesperte se adeguatamente sorvegliate o se sono state loro fornite istruzioni per un utilizzo sicuro dell'apparecchio e se sono a conoscenza dei rischi presenti.
- Il C2S pro è stato concepito per la cura delle protesi dentarie. Proprio come spazzolare i denti, per ottenere un buon risultato, la cura delle protesi con il C2S pro deve essere effettuata quotidianamente. Questa macchina non è indicata per la pulizia di dispositivi molto danneggiati dal tartaro, se il caso si presenta è importante consultare un dentista durante la prima pulizia per iniziare a lavorare con il C2S pro su una buona base.
Riporre il C2S pro in un luogo asciutto.
- Evitare l'esposizione prolungata dell'apparecchio C2S pro al sole o ad altre fonti di calore.
- Per pulire il C2S pro, servirsi di un panno leggermente inumidito. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.
- Dopo averlo utilizzato, spegnere il C2S pro servendosi dell'interruttore "O/I" posto sul retro dell'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato unicamente con l'alimentazione fornita con l'apparecchio stesso.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio post vendita o da personale parimenti qualificato per evitare rischi.
- Il cavo morbido esterno di questo trasformatore non può essere sostituito; in caso di danno a livello del cavo, smaltire il trasformatore e sostituirlo con un trasformatore dello stesso modello.
- Il recipiente di pulizia deve essere utilizzato esclusivamente con l'apparecchio C2S pro.
- I contenitori sono strettamente personali, non devono essere scambiati ; in caso di dubbio, è preferibile cambiare contenitore per evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata.
- Le strisce metalliche e i contenitori per la pulizia non devono essere in alcun caso separati per il loro utilizzo.
- Il contenitore e le limature non devono essere utilizzati (insieme o separatamente) per alcun fine diverso da quello strettamente previsto nel quadro del funzionamento dell'apparecchio C2S pro.
- Il contenitore e le strisce di pulizia e l'apparecchio C2S pro sono destinati unicamente alla pulizia e alla manutenzione di protesi dentarie.
- Il contenitore e le strisce di pulizia vanno cambiati ogni 6 mesi.
- Non togliere il contenitore né aprirlo durante il ciclo di pulizia.
- Se le limature dovessero cadere dal contenitore (ad esempio per essersi scordati di posizionare la calamita di tenuta), è vietato raccoglierle a mani nude o con la calamita di tenuta. Ciò può essere pericoloso e C2S declina qualsiasi responsabilità per eventuali problemi legati a questo tipo di manipolazione (batteri presenti sulle aguglie, ferite...).
- Controllare attentamente che non vi siano strisce di metallo sulla protesi prima di rimetterla in bocca.
- Il contenitore usurato e le strisce di metallo devono essere gettati in contenitori specifici destinati allo scopo. Le strisce nell'apposito contenitore e il contenitore nel container degli elementi contaminati.

Immagini non contrattuali, possono essere apportate modifiche volte al miglioramento del prodotto.



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANCIA
praticima@praticima.fr





Dentallösung

I. Einleitung

C2S dankt Ihnen, dass Sie C2S pro gewählt haben. Mit diesem Gerät können Sie **herausnehmbaren Zahnersatz reinigen und pflegen** - ganz bequem und gefahrlos dank eines patentierten Systems.

Unser C2S pro wurde von **Zahnhygiene-Spezialisten entwickelt**, um Zahnpflegesystemen den Mundhygiene-Komfort zu verbessern.

Das System zur **täglichen Reinigung** aller Arten von herausnehmbarem Zahnersatz ist **innovativ, schnell und sparsam**. Durch sanftes Abbursten mit Nadeln aus einer Speziallegierung hilft es, die **Haltbarkeit der Zahnpflegesysteme** zu erhöhen. Die Verwendung individueller und austauschbarer Becher (nach 6 Monaten) ermöglicht **optimale Hygiene** bei erhöhtem Komfort des Prothesenträgers und verhindert Kreuzkontaminationen.

Die Prothesenpflege mit dem C2S pro muss wie die Zahnpflege täglich durchgeführt werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Gerät ist nicht zur Reinigung stark verkalkter Zahnpflegesysteme bestimmt. In dem Fall ist es wichtig, vor der ersten Verwendung einen Zahncirurgen zu konsultieren, um eine gute Basis für den Einsatz des C2S pro zu schaffen.

ACHTUNG: DAS GERÄT IST AUSSENHALB DER REICHWEITE VON KINDERN (UNTER 8 JAHREN) UND PERSONEN MIT HERZSCHRITTMACHERN ZU HALTEN.

Packungsinhalt des C2S pro (CS-001)

- 1. Gerät C2S pro
- 2. Zwei Haltemagnete für die Nadeln im Becher (Abb. 1)
- 3. Adapter zum Anschließen des Geräts
- 4. Bedienungsanleitung

Packungsinhalt der Becher: Whirlbowl (CS-002)

- 1. Zwei Becher für C2S pro (maximale Verwendungsdauer: 6 Monate)
- 2. Zwei Pinzetten
- 3. Zwei Beutel mit 40 g Reinigungsstäben
- 4. Satz Etiketten zur Kennzeichnung
- 5. Bedienungsanleitung


III. Bedienungsanleitung

1/ Einschalten

- Netzteil mit Transformator verbinden.
- Netzteil an Gerät und genormte Steckdose anschließen.
- Gerät mit O/I-Schalter an Geräterückseite einschalten.
- Das Gerät schaltet automatisch in den Standby-Modus, wenn es 15 Minuten lang nicht verwendet wurde. Zum Wiedereinschalten einfach eine der Tasten drücken.
- Nach der letzten Verwendung das C2S pro über O/I-Schalter an Geräterückseite sicher ausschalten.

2/ Vorbereiten des Reinigungsbechers

- Den Beutel mit den Metallnadeln zur Reinigung direkt in den Becher entleeren **①**. Den Haltemagneten für die Nadeln sicherheitshalber unter dem Becher platzieren **②**.
- Den Becher verschließen **③** (**Abb. 1**).
- Auf dem Etikett können Informationen zu der Person, der der Becher gehört, sowie das Datum der ersten Verwendung und das Ablaufdatum nach 6 Monaten eingetragen werden.
- Das Etikett dann an der dafür vorgesehenen Stelle aufkleben.
- Das zweite durchsichtige Etikett auf das erste Etikett kleben **④** (**Abb. 2**).




4/ Programmieren und Starten der Reinigung

- Die Start/Stopp-Taste drücken.
- Sie können die Reinigung durch Drücken der Start/Stopp-Taste jederzeit stoppen.
- Während der Reinigung schaltet sich der Motor alle 3 Minuten 10 Sekunden lang aus.
- Der Becher darf während des Reinigungszyklus weder entnommen noch geöffnet werden.

Sonderfall: Bei einer Oberkiefer-Vollprothese empfehlen wir, die Prothese nach der halben Reinigungszeit umzudrehen. Beispiel: Für eine 10-minütige Reinigung stellen Sie die Zeitschaltuhr auf 5 Minuten für die eine und 5 Minuten für die andere Seite.

- Mit den Pfeilen nach oben und unten können Sie die Zeiteinstellungen durchgehen. Die Zeitschaltuhr ist auf 10 Minuten voreingestellt. Die Zeit kann in 5-Minuten-Schritten auf einen Wert zwischen 5 und 20 Minuten eingestellt werden.
- Die Wahl der Minuteneinstellung richtet sich nach den Ablagerungen auf der Zahnpflegesysteme. 5 bis 10 Minuten, Zahnpflegesystem in Pflegephase (normal verschmutzt) 10 bis 15 Minuten, Zahnpflegesystem mittelmäßig verschmutzt. 15 bis 20 Minuten, Zahnpflegesystem stark verschmutzt.

Achtung: Wenn die Zahnpflegesysteme nach einer 20-minütigen Reinigung noch sehr stark verkalkt ist, empfehlen wir 3 Durchgänge pro Tag. Wenn die Verkalkung nach einwöchiger Verwendung des Geräts dennoch fortbesteht, konsultieren Sie einen Zahncirurgen, um den Kalk zu entfernen, und verwenden Sie das C2S pro dann als solide Basis, um erneute Kalkablagerungen zu verhindern.



5/ Herausnehmen der Prothese nach dem Reinigungsprozess

(Abb. 5)

- Den Becher aus dem Gerät nehmen.
- Den Haltemagneten platzieren **①**.
- Den Becher öffnen **②**.
- Die Prothese mit der mitgelieferten Pinzette herausnehmen **③**.
- Die Prothese unter fließendem Wasser abspülen (**Abb. 5**).

II. Produktbeschreibung




ACHTUNG: Die Becher sind zum streng persönlichen Gebrauch bestimmt (dies vermeidet Kreuzkontaminationen) und ausschließlich im C2S pro zu verwenden. Die Nutzungsdauer des Bechers beträgt maximal 6 Monate.

Wenn die Späne versehentlich aus dem Becher fallen (z. B. weil der Haltemagnet für die Nadeln nicht platziert wurde), dürfen sie weder manuell noch mit dem Haltemagneten für die Nadeln wieder aufgenommen werden. Dies kann sich als gefährlich erweisen, und C2S haftet nicht für Probleme, die daraus resultieren können (Bakterien auf den Nadeln, Verletzungen usw.).

3/ Einsetzen des Bechers in das Gerät

- Den Becher vor dem Öffnen auf dem Haltemagneten für die Nadeln platzieren, damit die Nadeln am Boden des Bechers gehalten werden **①**.
- Den Becher öffnen.
- Den Becher bis zu der innen sichtbaren Füllstandsmarkierung nur mit Leitungswasser füllen **②**. Zur besseren Reinigung empfehlen wir, lauwarmes Wasser zu verwenden.
- Es kann eine Bicarbonat-Tablette hinzugefügt werden. C2S empfiehlt die Verwendung dieses Produkts zur effizienteren Reinigung (**Abb. 3**).
- Die Zahnpflegesysteme dann mithilfe der mitgelieferten Pinzette in den Becher legen **③**.
- Den Becher wieder schließen **④**, den Haltemagneten für die Nadeln entfernen **⑤** und den Becher in das C2S pro Gerät einsetzen (**Abb. 4**).




Achtung: Sicherstellen, dass sich keine Metallnadel auf der Prothese befindet!

- Die Prothese mit saugfähigem Papier abtrocknen oder in ein Glas mit Wasser legen, damit sie vor dem Wiedereinsetzen in den Mund gespült wird.

Hinweis: Nach einer längeren Reinigung kann es vorkommen, dass sich das Wasser im Becher leicht erwärmt hat. Dies ist ganz normal, die Erwärmung des Wassers liegt an der Bewegung der Nadeln während der Reinigung.

6/ Spülen und Pflege des Bechers nach jeder Verwendung

- Der Haltemagnet für die Nadeln bleibt unter dem Becher.
- Die Flüssigkeit aus dem Becher in ein Waschbecken oder einen Spezialbehälter für Abwasser entleeren.
- Den Becher mit Wasser **①** füllen und die Nadeln durch kleine kreisende Bewegungen des Haltemagneten bewegen **②**. Dadurch lassen sich Reinigungsrückstände entfernen. Den Vorgang wiederholen, bis der Becher innen sauber ist.
- Das restliche Wasser im Becher vollständig entleeren (**Abb. 6**).
- Den Becher schließen und den Haltemagneten für die Nadeln entfernen.
- Den Becher an einem trockenen und dunklen Ort verwahren.
- Den Becher und die Nadeln zur Reinigung alle 6 Monate auswechseln.



Hinweise: Zum Reinigen des C2S pro ist ein leicht befeuchtetes Tuch zu verwenden. Lösungsmittel oder korrosive Produkte sind untersagt.

- Der gebrauchte Becher und die Metallnadeln sind in dafür vorgesehenen Spezialbehältern zu entsorgen: die Nadeln in den Spezialbehälter für Nadeln und der Becher in den Spezialbehälter für verschmutzte Elemente.
- Die Späne nicht wiederverwenden, weder in einem anderen Becher noch zu anderen Zwecken.
- Den Becher auch nicht ohne Späne wiederverwenden.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.praticima.fr.

SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät C2S pro ist außerhalb der Reichweite von Kindern (unter 8 Jahren) und Personen mit Herzschrittmachern zu halten.
- Kindern ist das Spielen mit dem Gerät nicht gestattet.
- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen, die körperliche, sensorische oder mentale Einschränkungen haben oder denen es an Erfahrungen und Kenntnissen mangelt, verwendet werden, wenn sie dabei entsprechend beaufsichtigt werden oder sicher über die Verwendung des Geräts instruiert wurden und wenn die damit verbundenen Risiken erfasst sind.
- Das C2S pro wurde zur Pflege von Zahnprothesen entwickelt. Die Prothesenpflege mit dem C2S pro muss genauso wie die Zahnpflege täglich durchgeführt werden, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das Gerät ist nicht zur Reinigung stark verkalkter Zahnprothesen bestimmt. In dem Fall ist es wichtig, vor der ersten Verwendung einen Zahnchirurgen zu konsultieren, um eine gute Basis für den Einsatz des C2S pro zu schaffen.
- Das C2S pro ist an einem trockenen Ort aufzubewahren.
- Das C2S pro darf über keinen längeren Zeitraum der Sonne oder einer anderen Wärmequelle ausgesetzt sein.
- Zum Reinigen des C2S pro ist ein leicht befeuchtetes Tuch zu verwenden. Lösungsmittel oder korrosive Produkte sind untersagt.
- Die Reinigung und Pflege durch den Nutzer darf nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nach der letzten Verwendung muss das C2S über den O/I-Schalter an der Rückseite des Geräts sicher ausgeschaltet werden.
- Das Gerät darf nur mit der zum Lieferumfang gehörenden Stromversorgung betrieben werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder von Personen mit entsprechender Qualifikation ausgewechselt werden, um Risiken zu vermeiden.
- Das externe flexible Kabel des Transformators kann nicht ausgetauscht werden. Wenn es beschädigt ist, muss der Transformator entsorgt und durch einen Transformator des gleichen Modells ersetzt werden.
- Der Reinigungsbecher darf ausschließlich mit dem C2S pro verwendet werden.
- Die Becher sind streng persönlich und dürfen nicht vertauscht werden. Im Zweifelsfall ist es vorzuziehen, den Becher auszuwechseln, um das Risiko von Kreuzkontaminationen sicher auszuschließen.
- Die Metallnadeln und Becher zur Reinigung dürfen auf keinen Fall zweckentfremdet werden.
- Der Becher und die Späne dürfen (zusammen oder getrennt) nicht für andere als für die Zwecke verwendet werden, für die sie im Rahmen des Betriebs des Geräts C2S pro streng vorgesehen sind.
- Der Becher und die Nadeln zur Reinigung sind wie das Gerät C2S pro ausschließlich zur Reinigung und Pflege von Zahnprothesen bestimmt.
- Der Becher und die Nadeln zur Reinigung müssen alle 6 Monate ausgewechselt werden.
- Der Becher darf während des Reinigungszyklus weder entnommen noch geöffnet werden.
- Sollten die Späne aus dem Becher fallen (z. B. weil der Haltemagnet für die Nadeln nicht platziert wurde), dürfen sie weder manuell noch mit dem Haltemagneten wieder aufgenommen werden. Dies kann sich als gefährlich erweisen, und C2S haftet nicht für Probleme, die daraus resultieren können (Bakterien auf den Nadeln, Verletzungen usw.).
- Vor dem Einsetzen der Prothese in den Mund ist sicherzustellen, dass sich keine Metallnadel auf der Prothese befindet.
- Der gebrauchte Becher und die Metallnadeln sind in dafür vorgesehenen Spezialbehältern zu entsorgen: die Nadeln in den Spezialbehälter für Nadeln und der Becher in den Spezialbehälter für verschmutzte Elemente.

Fotos ohne Gewähr, Änderungen
zur Verbesserung des Produkts
vorbehalten.





Dental Solution

I. Introductie

C2S bedankt u voor uw keuze van de C2S Pro. Met dit apparaat kunt u uitneembare gebitsprothesen op een eenvoudige manier en zonder risico reinigen en onderhouden dankzij een gepatenteerd systeem.

De C2S Pro is ontworpen en ontwikkeld door specialisten op het gebied van mond- en gebitsverzorging, ter verbetering van het comfort en de mondhygiëne van dragers van gebitsprothesen.

Het innoverende, snelle en economische reinigingssysteem is speciaal ontwikkeld voor de dagelijkse reiniging door middel van het mild borstelen van de gebitsprothese met naaldjes van een speciale legering en draagt bij aan het verlengen van de levensduur van uw gebitsprothese. Het gebruik van persoongebonden en (na 6 maanden) vervangbare bekers zorgt voor een optimale hygiëne om het comfort van de drager van de gebitsprothese te verbeteren en kruisbesmettingen te voorkomen.

Niet als het poetsen van de tanden met een tandenborstel, moet het onderhoud van gebitsprothesen met de C2S Pro dagelijks worden uitgevoerd voor een goed resultaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor het reinigen van gebitsprothesen die sterk zijn aangetast door tandsteen. In dat geval is het belangrijk eerst uw tandarts te raadplegen voor het eerste gebruik om het werk met de C2S Pro op een goede basis te starten.

LET OP: HOUD DIT APPARAAT BIJEN HET BEREIK VAN KINDEREN (-8 JAAR) EN PERSONEN DIE EEN PACEMAKER DRAGEN.

Inhoud van de verpakking van de C2S Pro (CS-001)

1. Één C2S Pro-apparaat
2. Twee magneten om de naaldjes in de beker vast te houden (afb. 1)
3. Één verbindingsadapter
4. Één gebruikershandleiding

Inhoud van de verpakking van de bekers:

Whirlbowl (CS-002)

1. Twee bekers voor de C2S Pro (maximale gebruiksduur: 6 maanden)
2. Twee pincetten
3. Twee zakjes van 40 gram reinigingsnaaldjes
4. Set identificatie-etiketten
5. Één gebruikershandleiding


III. Gebruiksaanwijzing

1/ Aanzetten

- Verbind het elektriciteitssnoer met de transformator.
 - Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact dat voldoet aan de normen.
 - Zet het apparaat aan met de aan-/uitschakelaar (O/I) aan de achterkant van het apparaat.
 - Het apparaat gaat automatisch in de stand-by-stand na 15 minuten inactiviteit.
- Druk eenmaal op een van de knoppen om het apparaat weer in te schakelen.
- Schakel de C2S na het laatste gebruik uit met de aan-/uitschakelaar (O/I) aan de achterkant van het apparaat.

2/ Voorbereiding van de reinigingsbeker

- Open het zakje met de metalen naaldjes die bestemd zijn voor de reiniging direct in de beker ①. Plaats voor de veiligheid de magneet die de naaldjes moet vasthouden onder de beker ②.
- Sluit de beker ③ (Afb. 1).
- Gebruik een etiket om gegevens over de gebruiker van de beker en de datum van het eerste gebruik en de vervaldatum na 6 maanden te noteren.
- Plak het etiket op de daarvoor bestemde plaats.
- Plak het tweede doorzichtige etiket op het eerste etiket ④ (Afb. 2).




4/ Programmering en inschakeling van de reiniging

- Druk op de knop Start/Stop.
- U kunt de reiniging op ieder moment stopzetten door op de knop Start/Stop te drukken.
- Tijdens de reiniging wordt de motor elke 3 minuten 10 seconden onderbroken.
- De beker niet uit dehouder halen of openen tijdens de reinigingscyclus.

Specifieke instructie voor een volledige prothese van de bovenkaak. We adviseren de gebitsprothese halverwege de reinigingscyclus te draaien voor een beter resultaat. Voorbeeld: voor een reiniging van 10 minuten programmeert u de timer op 5 minuten voor de ene kant en 5 minuten voor de andere kant.

- Met de pijltjes Omhoog/Omlaag kunt u de tijd instellen. De timer is vooraf ingesteld op 10 minuten. De tijd kan in stappen van 5 minuten worden verlaagd tot minimaal 5 minuten of verhoogd tot maximaal 20 minuten.
- De keuze voor de duur van de reiniging is afhankelijk van de hoeveelheid aanslag op de gebitsprothese. Tussen 5 en 10 minuten voor een onderhoudscyclus (normale aanslag). Tussen 10 en 15 minuten voor een prothese met gemiddelde aanslag. Tussen 15 en 20 minuten voor een prothese met veel aanslag.

Let op: indien hardnekkige tandsteen na een reiniging van 20 minuten niet weg is, adviseren we om 3 maal per dag een reinigingscyclus uit te voeren. Als de tandsteen na een week reinigen nog steeds niet weg is, dient u uw tandarts te raadplegen om de tandsteen te verwijderen en de C2S Pro om een gezonde manier te gebruiken om nieuwe aanslag te voorkomen.



5/ Voltooiing van het reinigingsproces

(Afb. 5)

- Haal de beker uit het apparaat.
- Plaats de magneet ①.
- Open de beker ②.
- Neem de gebitsprothese uit de beker met behulp van de meegeleverde pincet ③.
- Spoel de gebitsprothese af met veel water (Afb. 5).

II. Productbeschrijving




LET OP: de bekers zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik (om kruisbesmettingen te voorkomen) en mogen alleen op de C2S Pro worden gebruikt. De gebruiksduur van de beker is maximaal 6 maanden.

Mochten de naaldjes uit de beker vallen (omdat u bijvoorbeeld bent vergeten de magneet te plaatsen), dan mag u de naaldjes niet met de hand of de magneet oppakken. Dat kan gevarenlijk zijn en C2S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen (bacteriëen op de naaldjes, blessures, enz.) die zich kunnen voordoen als u de naaldjes toch met de hand of de magneet oppakt.

3/ Plaatsing van de beker in het apparaat

- Plaats de beker op de magneet voordat u de beker opeent om ervoor te zorgen dat de naaldjes onder in de beker blijven ①.
- Open de beker.
- Vul de beker uitsluitend met kraanwater tot aan de markering van het water niveau, zichtbaar aan de binnenkant ②. Voor een betere reiniging adviseren we om lauw water te gebruiken.
- U kunt ook een bicarbonaat-tablet toevoegen. C2S raadt het gebruik van dit product aan voor een betere werkzaamheid bij de reiniging. (Afb.3)
- Plaats de gebitsprothese in de beker met de meegeleverde pincet ③.
- Sluit de beker ④, verwijder de magneet ⑤ en plaat de beker in de C2S Pro (Afb. 4).




Let op: Controleer goed of er geen metalen naaldjes op de gebitsprothese zijn achtergebleven!

- Droog de gebitsprothese met een tissue of plaats hem in een glas water om de prothese te spoelen voordat u hem weer in de mond doet.
- Opmerking: na een lange reinigingscyclus is het mogelijk dat het water in de beker lichtelijk is opgewarmd. Dat is normaal en komt door de beweging van de naaldjes tijdens de reiniging.

6/ Spoeling en onderhoud van de beker na elk gebruik

- Houd de magneet onder de beker geplaatst.
- Giet de vloeistof uit de beker in de wastafel of in een bak die bestemd is voor afvalwater.
- Vul de beker met water ① en breng de naaldjes, die worden vastgehouden door de magneet, in beweging door ronddraaiende bewegingen te maken ②. Zo kunnen eventuele vuilresten worden verwijderd. Herhaal deze handeling totdat de binnenkant van de beker helemaal schoon is.
- Gooi het resterende water in de beker weg. (Afb. 5)
- Sluit de beker en verwijder de magneet.
- Bewaar de beker op een droge, donkere plaats.
- Vervang de reinigingsbeker en -naaldjes elke 6 maanden.



Opmerking: reinig de C2S Pro met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of bijtende stoffen.

- De gebruikte beker en naaldjes moeten in speciaal hiervoor bestemde bakken worden gegooid. De naaldjes in de naaldcontainer en de beker in de container voor besmette producten.
- De naaldjes niet hergebruiken in een andere beker of voor ongeacht welk ander doel.
- De beker niet opnieuw gebruiken zonder naaldjes.

Raadpleeg de website www.praticima.fr voor meer informatie.

WAARSCHUWINGEN

- Houd de C2S Pro buiten het bereik van kinderen (-8 jaar) en personen die een pacemaker dragen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen of door personen zonder ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of indien ze de nodige instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als de daaraan verbonden risico's worden begrepen.
- De C2S Pro is ontworpen voor het onderhoud van gebitsprothesen. Net als het poetsen van de tanden met een tandenborstel, moet het onderhoud van gebitsprothesen met de C2S Pro dagelijks worden uitgevoerd voor een goed resultaat. Dit apparaat is niet bedoeld voor het reinigen van gebitsprothesen die sterk zijn aangetast door tandsteen. In dat geval is het belangrijk eerst uw tandarts te raadplegen voor de eerste reiniging om het werk met de C2S Pro op een goede basis te starten.
- Bewaar de C2S Pro op een droge plaats.
- Vermijd langdurige blootstelling van de C2S Pro aan de zon of andere warmtebronnen.
- Reinig de C2S Pro met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of bittende stoffen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen door kinderen niet zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Schakel de C2S na het laatste gebruik uit met de aan-/uitschakelaar (O/I) aan de achterkant van het apparaat.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
- Als de voedingskabel beschadigd is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsdienst of personen met een vergelijkbare kwalificatie, teneinde gevaarlijke situaties te vermijden.
- De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen; bij beschadiging van het snoer, moet de transformator worden weggegooid en vervangen door een transformator van hetzelfde model.
- De reinigingsbeker dient uitsluitend te worden gebruikt met de C2S Pro.
- Debekers zijn persoonsgebonden en mogen niet worden uitgewisseld. In geval van twijfel verdient het de voorkeur om de beker te vervangen om elk risico van kruisbesmetting te vermijden.
- De metalen naaldjes en de bekertjes die bedoeld zijn voor de reiniging mogen in geen geval apart van elkaar worden gebruikt.
- De beker en de naaldjes mogen niet (samen of apart) worden gebruikt voor andere doeleinden dan die zoals omschreven voor de werking van de C2S Pro.
- De reinigingsbeker en -naaldjes en de C2S Pro zijn uitsluitend bedoeld voor de reiniging en het onderhoud van gebitsprothesen.
- De reinigingsbeker en -naaldjes moeten elke 6 maanden worden vervangen.
- De beker niet uit dehouder halen of openen tijdens de reinigingscyclus.
- Mochten de naaldjes uit de beker vallen (omdat u bijvoorbeeld bent vergeten de magneet te plaatsen), dan mag u de naaldjes niet met de hand of de magneet oppakken. Dat kan gevaarlijk zijn en C2S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen (bacteriën op de naaldjes, blessures, enz.) die zich kunnen voordoen als u de naaldjes toch met de hand of de magneet oppakt.
- Controleer zorgvuldig of er geen metalen naaldje op de gebitsprothese is achtergebleven voordat u de gebitsprothese weer in de mond plaatst.
- De gebruikte beker en naaldjes moeten in speciaal hiervoor bestemde bakken worden gegooid. De naaldjes in de naaldcontainer en de beker in de container voor besmette producten.

Niet-contractuele foto's,
wijzigingen ter verbetering van
het product kunnen worden
aangebracht.



Rue du Pou du Ciel – ZI de Reyrieux
CS20129 Reyrieux – 01600 TRÉVOUX – FRANKRIJK
praticima@praticima.fr

