

Gamme transfert

Armoires de transfert Modulo® classic

Les armoires de transfert Modulo® classic sont destinées au transport des **piluliers Modulo® classic ou Pili®** de la pharmacie à l'unité de soins.

Le châssis est étudié pour le **passage à l'extérieur** et le **transport véhicule**.

Photos non contractuelles



Points forts

- ▶ Différentes capacités de stockage
- ▶ Châssis renforcé adapté au transport extérieur et véhicule
- ▶ Attelage possible
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers



Hygiénique



Ergonomique

Gamme transfert

Armoires de transfert Modulo® classic

Caractéristiques techniques

- ▶ Corps en tôle et châssis revêtus époxy
- ▶ Fermeture par rideau coulissant avec clé à tête rabattable
- ▶ Roues ø 200 mm avec bandages et pare-chocs périphériques non tâchant :
 - Modèle avec 2 roues pivotantes : 2 roues pivotantes à frein + 2 roues fixes
 - Modèle avec 4 roues pivotantes : 4 roues pivotantes à frein
- ▶ Capacité : 28, 40 ou 50 plateaux de piluliers Modulo® classic ou Pili®

Désignation	Dimensions (en mm)	Modèle avec 2 roues pivotantes	Modèle avec 4 roues pivotantes
Armoire de transfert 28 plateaux	L. 1340 x P. 550 x H. 1270	76728	76728_SPE_GR
Armoire de transfert 40 plateaux	L. 1340 x P. 550 x H. 1610	76740	76740_SPE_GR
Armoire de transfert 50 plateaux	L. 1340 x P. 550 x H. 1920	76750	76750_SPE_GR

Équipement optionnel

Désignation	Référence
Attelage pour armoire de transfert	76700_B



Armoire
28 plateaux



Armoire
40 plateaux



Armoire
50 plateaux