## Circuit des soins

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Identification des services sur demande
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Un look unique et une harmonie de couleurs









Robuste

Hygiénique

Ergonomique

Personnalisable

- Chariot simple colonne
- 2 hauteurs\*: 80 ou 100
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours) ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités







## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.

Positionnement des rails :

- en haut à droite
- en bas à droite
- en bas à gauche

### TIROIRS JOINTIFS - 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 raile
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TJ1_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 1P / 3M / 1G - rose magenta
8YS64H100TJ1_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 1P / 3M / 1G - bleu céleste
8YS64H100TJ1_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 1P / 3M / 1G - vert pomme

Protège étiquettes à commander si nécessaire

## TIROIRS JOINTIFS – 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TJ2_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 3P / 2M / 1G - rose magenta
8YS64H100TJ2_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 3P / 2M / 1G - bleu céleste
8YS64H100TJ2_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 3P / 2M / 1G - vert pomme

Protège étiquettes à commander si nécessaire



### TIROIRS JOINTIFS – 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TJ3_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 4M / 2G - rose magenta
8YS64H100TJ3_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 4M / 2G - bleu céleste
8YS64H100TJ3_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs jointifs 4M / 2G - vert pomme

Protège étiquettes à commander si nécessaire

## **TIROIRS TÉLESCOPIQUES – 5 moyens**

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres H100
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TT1_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 5M - rose magenta
8YS64H100TT1_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 5M - bleu céleste
8YS64H100TT1_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 5M - vert pomme



## TIROIRS TÉLESCOPIQUES - 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique F600 H80 avec bac à lèvres H50
- 3 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres H200
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TT2_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 1P / 3M / 1G - rose magenta
8YS64H100TT2_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 1P / 3M / 1G - bleu céleste
8YS64H100TT2_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 1P / 3M / 1G - vert pomme

### TIROIRS TÉLESCOPIQUES - 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques F600 H80 avec bac à lèvres H50
- 2 tiroirs télescopiques F600 H160 avec bac à lèvres H100
- 1 tiroir télescopique F600 H240 avec bac à lèvres H200
- 3 rails
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle



Référence	Désignation
8YS64H100TT3_RM	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 3P / 2M / 1G - rose magenta
8YS64H100TT3_BC	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 3P / 2M / 1G - bleu céleste
8YS64H100TT3_VP	Chariot de soins NEOP "Premium" 600x400 H100 Tiroirs télésc. 3P / 2M / 1G - vert pomme



## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique


#### **CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE**

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (1 en haut à droite, 1 en bas à droite et 1 en bas à gauche)

Chariot avec intercalaires standards – pas de 40 mm

Référence	Désignation
8YCHS164H100_RM	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - rose magenta
8YCHS164H100_BC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - bleu céleste
8YCHS164H100_VP	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - vert pomme



#### Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques

Référence	Désignation
8YCHST164H100_RM	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - rose magenta
8YCHST164H100_BC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - bleu céleste
8YCHST164H100 VP	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code - vert pomme

#### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (1 en bas à droite et 1 en bas à gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

Chariot avec intercalaires standards – pas de 40 mm



Référence	Désignation
8YCHS164H100T_RM	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab rose magenta
8YCHS164H100T_BC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab bleu céleste
8YCHS164H100T_VP	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab vert pomme

#### Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques

Référence	Désignation
8YCHST164H100T_RM	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab rose magenta
8YCHST164H100T_BC	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab bleu céleste
8YCHST164H100T_VP	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code- tabl. rab vert pomme



## Composition sur mesure

#### ETAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois


	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*
Intercalaires standards Pas de 40 mm	8Y164H80P4	8Y164H100P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T

Ces références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

_	Personnalisation du chariot gatoire des éléments 1 à 4	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*
	en thermoplastique	8Y001_6400TH	8Y001_6400TH
Tablette	en stratifié compact	8Y001_6400CP1	8Y001_6400CP1
	rideau	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3
Permeture	battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1
	battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	8Y003CODE3
Serrure à code	pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1	8Y003CODE1
	pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
•	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3	8Y003BADGE3
Serrure à badge	pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003BADGE1	8Y003BADGE1
a baage	pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003BADGE2
	Rose magenta	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM
Couleur	Vert pomme	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP
	Bleu céleste	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC

<sup>\*</sup>Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »



## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, motorisation, bras informatique, portique, tiroir... Se référer aux fiches dédiées.
















# Données techniques

Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact





Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.



#### Matières

Structure	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY H 80 : acier (électro-zingué) / H 100 : aluminium	
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm	
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur	
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY	
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)	
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant	
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique	

#### **Informations diverses**

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
Poids à vide	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	
Capacité	H 80 : - 15 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 16 pas de 40 mm pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	H 100: - 19 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 20 pas de 40 mm pour chariot sans rideau ou chariot avec battant - 10 tiroirs télescopiques H 80 mm	
Verrouillage	Code / Badge		

### **Emballage**

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m
Poids (chariot + emballage)	Н 80 : 39 kg Н 100 : 36 kg	Volume	1,15 m <sup>3</sup>



