


Accessoires de parapharmacie

Piluliers pour patients polymédiqués

Photos non contractuelles

Pour faciliter la prise de médicaments des patients polymédiqués, PRATICIMA propose deux piluliers hebdomadaires. Ces piluliers grands modèles, dotés de 28 cases fixes ou réglables, sont faciles d'utilisation. Ils évitent l'oubli et la double prise.



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Ouverture totale du pilulier pour le remplissage
- ▶ Tirettes transparentes pour une bonne visualisation
- ▶ Accès facile au contenu de chaque moment de prise

Piluliers pour patients polymédiqués



Caractéristiques techniques

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine
- ▶ Marquage « Matin - Midi - Soir - Coucher »
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Accès facile au contenu de chaque moment de prise
- ▶ Dimensions : L. 319 x P. 199 x H. 42 mm

Désignation

Référence

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Pilulier Hebdo® à cases fixes | 505001BL |
| 2 | Pilulier Hebdo® à cases réglables | 506101BL |
| | 100 étiquettes patients pour Hebdo® | 50288 |