

## Mobilier de soins et équipements de service | Gamme Adhésia Équipements

# CHARIOTS DE SOINS

Nos chariots de soins sont **aménageables et évolutifs** afin de répondre aux différentes utilisations.

Leur ergonomie et leurs composants ultra légers en font des outils de travail très appréciés.

Avec leur **large gamme d'accessoires**, nos chariots sont optimisés pour l'organisation et le rangement de vos instruments de soins et des dispositifs médicaux.



Sécurisé



Maniable



Hygiénique



- Grande solidité et stabilité remarquable
- Manipulation aisée
- Entretien facile
- Tiroirs à sortie totale
- Modularité des accessoires



## GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS

# CHARIOTS DE SOINS

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Plateau supérieur amovible en ABS avec rebord 3 côtés.
- Embase en aluminium.
- Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide et aisée de toute notre gamme d'accessoires.
- Parois et façades en résine synthétique stratifiée deux faces.
- Tiroirs en ABS à sortie totale, coulissants sur glissières métalliques à galets.
- 4 roues pivotantes ø 125 mm, en PVC gris, dont 2 à frein.
- 4 butoirs annulaires gris.
- Coloris au choix :



Jaune


Vert pâle

Vert pomme


Bleu ciel

Rouge


Profondeur utile  
des tiroirs : 370 mm



Profondeur utile  
des tiroirs : 370 mm



Profondeur utile  
des tiroirs : 370 mm



Désignation

Dimensions hors tout (en mm)

Référence

**Chariot de soins à 5 tiroirs**

L. 652 x P. 595 x H. 946

CT3-145

**Chariot de soins à 5 tiroirs**

L. 802 x P. 595 x H. 946

CT3-164

**Chariot de soins à 6 tiroirs**

L. 802 x P. 595 x H. 1076

CT3-264

### Équipements complémentaires

Vous souhaitez aménager les tiroirs de votre chariot ? Consultez la fiche **Équipements intérieurs pour chariots à tiroirs**. Découvrez également la documentation **Accessoires pour chariots & armoires**.