



**PRATICIMA**  
healthcare solutions

# MOBILIER DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICE

Gamme fauteuils **pierson**  
by praticima

## FAUTEUILS MÉDICALISÉS ERGOFLOW

Nos fauteuils médicalisés Ergoflow **avec repose-pieds escamotable** offrent des qualités éprouvées de confort d'assise longue durée, d'ergonomie des soins et de facilité d'utilisation.

Ils permettent de soutenir les cervicales et les membres inférieurs pour favoriser un état de relaxation dans toutes les positions.

Ces fauteuils sont dotés d'un dossier inclinable et d'un appui-tête anatomique. Ils sont disponibles en deux modèles : **avec ou sans repose-jambes**.



Ergonomique



Hygiénique

- Fauteuil mobile avec freinage centralisé à l'arrière
- Inclinaison du dossier de  $-10^{\circ}$  à  $-50^{\circ}$  pour plus de confort
- Accoudoirs à hauteur variable et bien dimensionnés
- Coutures limitées pour une meilleure hygiène
- Nombreux équipements disponibles (tablette repas...)



**GAMME FAUTEUILS PIERSON**

# FAUTEUILS MÉDICALISÉS ERGOFLOW

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement en tube acier ø 32 mm, finition époxy gris clair
- Roulettes ø 125 mm simple galet, capot pare-fils, bandage caoutchouc, freinage centralisé à l'arrière
- Mousse polyuréthane moulée (densité : 65 kg/m<sup>3</sup>)
- Assise inclinée à - 10°, déclipable avec carter de propreté pour plus d'hygiène
- Dossier anatomique inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale
- Appui-tête anatomique, amovible pour faciliter le transfert et rangement à l'arrière du piètement
- Accoudoirs réglables en hauteur sur 6 positions, escamotables au niveau de l'assise
- Repose-pieds escamotable, rangement aisé sous le siège, 2 positions d'utilisation avec sécurités anti-basculement et anti-dérapant
- Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale
- Porte-accessoires à l'arrière et à l'avant, support poche à urines en latéral
- Poids maxi utilisateur : 135 kg



Longueur en position assise	Profondeur d'assise	Largeur totale	Largeur d'assise	Hauteur en position assise	Hauteur dossier / assise	Hauteur assise / sol	Hauteur accoudoir / assise	Inclinaison dossier	Poids fauteuil
760 mm	460 mm	675 mm	500 mm	1130 mm	730 mm	500 mm	0 à 220 mm	-10° à -50°	33 kg
840 mm	520 mm	680 mm		1240 mm	810 mm	545 mm		-18° à -61°	37 kg

Réf. 9N400XXX  
 Réf. 9N420XXX

### Désignation

### Référence

<b>Fauteuil Pierson Ergoflow 400 - 2 parties médicalisées</b>	9N400XXX
<b>Fauteuil Pierson Ergoflow 420 - 3 parties médicalisées</b> (avec repose-jambes inclinable indépendamment)	9N420XXX

## COLORIS ET REVÊTEMENT

- Petit grain mat et fin au toucher doux
- Tissu enduit PVC (PVC 83 % / Coton 17 %)
- Classement au feu : M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3
- Coloris au choix :



## Équipements complémentaires

Retrouvez tous les équipements optionnels de nos fauteuils sur la fiche correspondante. Découvrez également la documentation concernant nos fauteuils de repos Ergoflow.