



PRATICIMA
healthcare solutions

MOBILIER DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICE

Gamme fauteuils **pierson**
by praticima

FAUTEUILS ERGOFLOW 3 PARTIES

Nos fauteuils de repos Ergoflow **avec repose-jambes** et dossier inclinables permettent au patient de se détendre sans subir de tension au niveau de la nuque, du dos ou des jambes.

Disponibles **avec des patins ou des roues**, nos fauteuils sont dotés d'accoudoirs à hauteur variable pouvant s'effacer totalement, facilitant ainsi le transfert du fauteuil au lit.

Pour garantir une meilleure hygiène, l'assise est facilement démontable et les coutures sont limitées.



Ergonomique



Hygiénique

- Appui-tête et dossier anatomique avec soutien lombaire
- Inclinaison du dossier de -10° à -50° pour plus de confort
- Accoudoirs dimensionnés pour un bon maintien de l'avant-bras
- Nombreux équipements disponibles (accoudoirs de prélèvement...)



GAMME FAUTEUILS PIERSON

FAUTEUILS ERGOFLOW 3 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement en tube acier ø 32 mm, finition époxy gris clair
- Mousse polyuréthane moulée (densité : 65 kg/m³)
- Assise inclinée à - 10°, déclipable avec carter de propreté pour plus d'hygiène, 4 points de fixation rapide par clips
- Dossier anatomique inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale
- Accoudoirs réglables en hauteur sur 6 positions, escamotables au niveau de l'assise
- Repose-jambes inclinable indépendamment par vérin à gaz par commandes bilatérales pour répondre à certaines pathologies
- Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale
- Douilles avant et arrière pour accessoires, support poche à urines en latéral



Longueur en position assise	Profondeur d'assise	Largeur totale	Largeur d'assise	Hauteur en position assise	Hauteur dossier / assise	Hauteur assise / sol	Hauteur accoudoir / assise	Inclinaison dossier	Poids fauteuil	Poids maxi utilisateur
760 mm	530 mm	670 mm	500 mm	1210 mm	810 mm	510 mm	0 à 220 mm	-18° à -61°	29 kg	135 kg

Désignation	Caractéristiques	Référence
Fauteuil Pierson Ergoflow 340 3 parties sur patins	Patins en ABS avec galets escamotables à l'arrière pour faciliter les déplacements à vide	9N340XXX
Fauteuil Pierson Ergoflow 360 3 parties sur roues	Roues ø 100 mm simple galet avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière	9N360XXX

COLORIS ET REVÊTEMENT

- Petit grain mat et fin au toucher doux
- Support coton traité imputrescible, imperméable à l'eau
- Tissu enduit PVC (PVC 83 % / Coton 17 %)
- Classement au feu : M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3
- Coloris au choix :

TER	FIC	ABS	TUR	PET	FUS
Terre	Ficelle	Absinthe	Turquoise	Pétrole	Fuschia

Équipements complémentaires

Retrouvez tous les équipements optionnels de nos fauteuils sur la fiche correspondante.
 Découvrez également la documentation concernant nos fauteuils Ergoflow 2 parties.