

Circuit du médicament et des DM | Gamme Adhésia Équipements

CHARIOT DE DISTRIBUTION 450 X 400

Idéal pour les petits établissements de santé, notre chariot au format 450 x 400 mm permet la **distribution journalière** des médicaments et offre plusieurs possibilités de rangement grâce aux différents plateaux proposés.

Personnalisable grâce à de nombreux accessoires, notre chariot est évolutif afin d'optimiser votre distribution, mais toujours avec un **encombrement réduit**.



- Capacité optimale
- Ergonomique et pratique
- Chariot et équipements très légers
- Entretien facile



GAMME ADHÉSIA ÉQUIPEMENTS


CHARIOTS DE DISTRIBUTION 450 X 400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : L. 650 x P. 591 x H. 1075 mm
- Plateau supérieur amovible en ABS, avec rebord 3 côtés
- Embase en aluminium
- Montants en aluminium anodisé, permettant une fixation rapide et aisée de toute notre gamme d'accessoires
- Parois en résine synthétique stratifiée deux faces
- Fermeture par volet roulant en PSPE, monobloc, coulissement de bas en haut, avec sortie totale en face avant
- Condamnation par serrure de sécurité à clé
- Volume de rangement équipé de profils latéraux en ABS au pas de 30 mm
- 4 roues pivotantes ø 125 mm, en PVC gris, dont 2 à frein
- 4 butoirs annulaires
- Coloris au choix :

Atlantis	Vert pomme	Orange	Rouge
13	26	80	46

Désignation	Référence
Chariot de distribution 23 glissières	CV3_145W.XX



Équipements complémentaires

Notre chariot peut être équipé de plateaux et de distributeurs de médicaments, retrouvez-les sur la fiche correspondante. Découvrez également tous les accessoires périphériques compatibles.