


Circuit du médicament et des DM | Gamme Hebdo® / Pil 7®

## CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

Le chariot de médicaments Pil 7® est idéal pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...).

Notre **pilulier hebdomadaire à cases réglables** est totalement adapté pour une prise de médicaments par des personnes autonomes. Leur ergonomie est un atout dans l'utilisation quotidienne.



Sécurisé



Maniable



Hygiénique



Ergonomique

- Stockage, transfert et distribution en un seul chariot
- Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers



**GAMME HEBDO® / PIL 7®**

# CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

## CHARIOTS DE DISTRIBUTION PIL 7®

- Dimensions : L. 615 x P. 468 x H. 1128 mm
- Capacité : 30 piluliers
- Structure aluminium anodisé naturel
- Parois en ABS teinté masse
- Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc
- Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil
- Serrure à code
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein
- 1 poignée de manutention
- 4 rails normalisés



Désignation	Référence
<b>Chariot Pil 7®</b>	8D030_PIL7_CODE

## PILULIER PIL 7® ÉVOLUTION

- Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
- 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
- Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur
- Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs
- Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- Accès facile au contenu de chaque alvéole
- Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 46 mm



Désignation	Conditionnement	Référence
<b>Piluliers Pil 7® Évolution avec butées</b>	L'unité	CD23615
<b>Piluliers Pil 7® Évolution avec butées</b>	Lot de 5	CD23616

## Équipements complémentaires

Les chariots Pil 7® sont compatibles avec de nombreux accessoires, retrouvez-les sur la fiche correspondante. Consultez également la fiche concernant les chariots de distribution Hebdo®.