



PRATICIMA
healthcare solutions

MOBILIER DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICE

Gamme fauteuils **pierson**
by praticima

FAUTEUILS ERGOFLOW 2 PARTIES

Nos fauteuils de repos Ergoflow ont été spécialement conçus pour une utilisation en établissement de santé. Leur **forme ergonomique** apporte au patient plus de maintien et de confort.

Pour garantir **une meilleure hygiène**, l'assise est facilement démontable et les coutures sont limitées.



Ergonomique



Hygiénique

- Dossier anatomique avec soutien lombaire et appui-tête de forme
- Inclinaison du dossier de -10° à -50° pour plus de confort
- Accoudoirs dimensionnés pour un bon maintien de l'avant-bras
- Nombreux équipements disponibles (repose-jambes...)



GAMME FAUTEUILS PIERSON

FAUTEUILS ERGOFLOW 2 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement en tube acier ø 32 mm, finition époxy gris clair
- Mousse polyuréthane moulée (densité : 65 kg/m³)
- Assise inclinée à - 10°, déclipable avec carter de propreté pour plus d'hygiène, 4 points de fixation rapide par clips
- Dossier anatomique inclinable par vérin à gaz, commande bilatérale
- Accoudoirs réglables en hauteur sur 6 positions, escamotables au niveau de l'assise
- Sellerie cousue et collée au dossier, sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale
- Porte-accessoires à l'arrière
- Poids maxi utilisateur : 135 kg



Longueur en position assise	Profondeur d'assise	Largeur totale	Largeur d'assise	Hauteur en position assise	Hauteur dossier / assise	Hauteur assise / sol	Hauteur accoudoir / assise	Inclinaison dossier	Poids fauteuil
690 mm 780 mm	470 mm	660 mm 680 mm	500 mm	1125 mm	730 mm	480 mm	0 à 220 mm	-10° à -50°	22 kg 26,5 kg

Réf. 9N200XXX
 Réf. 9N220XXX

Désignation	Caractéristiques	Référence
Fauteuil Pierson Ergoflow 200 2 parties sur patins	Patins en ABS avec galets escamotables à l'arrière pour faciliter les déplacements à vide	9N200XXX
Fauteuil Pierson Ergoflow 220 2 parties sur roues	Roues ø 100 mm simple galet avec freinage indépendant à l'avant et à l'arrière - Crochets latéraux pour poche à urines	9N220XXX

COLORIS ET REVÊTEMENT

- Petit grain mat et fin au toucher doux
- Support coton traité imputrescible, imperméable à l'eau
- Tissu enduit PVC (PVC 83 % / Coton 17 %)
- Classement au feu : M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3
- Coloris au choix :



Équipements complémentaires

Retrouvez tous les équipements optionnels de nos fauteuils de repos sur la fiche correspondante. Découvrez également la documentation concernant nos fauteuils Ergoflow 3 parties.