



PRATICIMA
healthcare solutions

MOBILIER DE SOINS ET ÉQUIPEMENTS DE SERVICE

Gamme fauteuils **pierson**
by praticima

POUF INCLINABLE ERGOFLOW

Notre pouf inclinable par système de crémaillère a été conçu pour une utilisation en établissement de santé. Sa **forme ergonomique** offre confort et repos des membres inférieurs.

Pour garantir **une meilleure hygiène**, les coutures sont limitées.




Ergonomique



Hygiénique

- Assise inclinable de 0 à 20°
- Blocable en 5 positions
- 6 coloris au choix



GAMME FAUTEUILS PIERSON

POUF INCLINABLE ERGOFLOW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Piètement en tube acier ø 32 mm
- Finition époxy gris clair
- 4 patins polyamide
- Mousse polyéther découpée (densité : 42 kg/m³)
- Assise inclinable de 0 à 20°, blocable en 5 positions
- Sellerie cousue et collée, sans couture dans les zones à risque pour une étanchéité totale
- Poids maxi utilisateur : 110 kg



Largeur	Profondeur	Hauteur	Inclinaison assise	Poids
450 mm	420 mm	475 mm	0 à 20°	6,1 kg

Désignation	Référence
Pouf Pierson Ergoflow inclinable	9N006XXX

COLORIS ET REVÊTEMENT

- Petit grain mat et fin au toucher doux
- Support coton traité imputrescible, imperméable à l'eau
- Tissu enduit PVC (PVC 83 % / Coton 17 %)
- Classement au feu : M1 / AM 18 / EN 1021.1-2-3
- Coloris au choix :

TER	FIC	ABS	TUR	PET	FUS
Terre	Ficelle	Absinthe	Turquoise	Pétrole	Fuschia

Équipements complémentaires

Retrouvez nos fauteuils Ergoflow 2 parties sur la fiche correspondante.
 Découvrez également la documentation concernant nos fauteuils médicalisés Ergoflow.