

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Résine® 600 x 400

Photos non contractuelles

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une **vaste gamme d'accessoires**, nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. **Facilement désinfectables et décontaminables**, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d'hygiène les plus sévères.



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

Points forts

- ▶ Ergonomique, maniable et léger
- ▶ Aménageable selon les besoins
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Excellente tenue à la tâche
- ▶ Totalement recyclable

Caractéristiques techniques

- ▶ Structure en aluminium anodisé
- ▶ Plateaux et façades en PVC
- ▶ 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)
- ▶ Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- ▶ Dimensions : L. 700 x P. 500 x H. 985 mm
- ▶ Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop

12

Vert pomme

23

Fuschia

45



Guéridons 2 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé	FA64201.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé	FA64202.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé	FA64203.XX

Guéridons 3 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 3 plateaux	FA64300.71
Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé	FA64301.XX

Mobilier de soins et équipements de service

Guéridons Résine® 400 x 400

Photos non contractuelles

Nos guéridons Résine® ont été conçus pour répondre aux exigences spécifiques des établissements de santé. Complètement modulaires grâce à une **vaste gamme d'accessoires**, nos chariots sont esthétiques par leur design et leurs couleurs. **Facilement désinfectables et décontaminables**, nos guéridons respectent parfaitement les critères de sécurité et d'hygiène les plus sévères.



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

Points forts

- ▶ Ergonomique, maniable et léger
- ▶ Aménageable selon les besoins
- ▶ Résistant aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- ▶ Excellente tenue à la tâche
- ▶ Totalement recyclable

Caractéristiques techniques

- ▶ Structure en aluminium anodisé
- ▶ Plateaux et façades en PVC
- ▶ 4 roues Ø 100 mm dont 1 à frein (bandage non tachant)
- ▶ Hauteur utile des tiroirs : 100 mm
- ▶ Dimensions : L. 500 x P. 500 x H. 985 mm
- ▶ Coloris au choix pour les poignées des tiroirs :

Bleu pop

12

Vert pomme

23

Fuschia

45



Guéridons 2 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 2 plateaux + 1 tiroir à clé	FA44201.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 2 tiroirs dont 1 à clé	FA44202.XX
Guéridon Résine® 2 plateaux + 3 tiroirs dont 1 à clé	FA44203.XX

Guéridons 3 plateaux

Désignation	Référence
Guéridon Résine® 3 plateaux	FA44300.71
Guéridon Résine® 3 plateaux + 1 tiroir à clé	FA44301.XX