




PRATICIMA
healthcare solutions

Guide d'utilisation NiceLabel


Logiciel de marquage d'étiquettes

1. Ouverture du logiciel


Commencer par enregistrer le fichier masque d'étiquettes sur votre disque dur :




Cliquer sur « Ouvrir » pour lancer le logiciel.




Sélectionner le fichier masque d'étiquettes.



2. Modification des informations de l'étiquette




Faire un double clic sur la zone de texte à modifier.



Saisir le texte souhaité dans la fenêtre qui s'ouvre.

Cliquer sur l'onglet « Style » pour modifier la couleur, la police, la taille, la graisse du texte...




Pour supprimer une ligne, sélectionner le bloc de texte et appuyer sur la touche « Suppr » de votre clavier.

3. Impression des étiquettes

Cliquer sur « Fichier » puis sur « Imprimer ».

Choisir l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer.



Par défaut, 45 étiquettes sont imprimées.

Vous pouvez indiquer une autre quantité dans cette zone.

L'aperçu avant impression s'affiche automatiquement ici.



PRATICIMA

healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel
ZI de Reyrieux - CS20129 Reyrieux
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11
Fax : 04 74 00 98 36
E-mail : praticima@praticima.fr

www.praticima.fr