

Neop | Armoires mobiles de stockage 600 x 400 simple colonne

Stockage des médicaments et des DM

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Armoire simple colonne
- 2 hauteurs* : 160 ou 180
- Fermeture à rideau, ou sans fermeture
- Verrouillage par serrure à code ou sans verrouillage
- 3 choix d'intercalaires (glissières) en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Glissières horizontales ou inclinées, en partie haute pour les armoires H180

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.

ARMOIRE À MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS


Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 20 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 12 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 15 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm sécurisé par digicode
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence

8YA164H180MEBT2

Curseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire



ARMOIRE À MÉDICAMENTS – BACS TIROIRS


Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H70 L.1/6 coloris blanc
- 20 bacs tiroirs H70 L.1/4 coloris blanc
- 12 bacs tiroirs H110 L.1/3 coloris blanc
- 15 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm

Référence

8YA164H180MEBT

Curseurs, kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire



ARMOIRE À MÉDICAMENTS – BACS À LÈVRES


Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 10 bacs à lèvres pleins gris H50
- 4 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 14 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence

8YA164H180MEBL

Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire




ARMOIRE PLEIN-VIDE

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 10 bacs à lèvres pleins gris H50 avec butées anti-chute
- 50 peignes courts gris H. 50
- 30 peignes longs gris H. 50
- 4 bacs à lèvres ajourés gris H100 avec butées anti-chute
- 12 peignes courts gris H. 100
- 4 peignes longs gris H. 100
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm sécurisé par digicode
- 136 porte-étiquettes format 1/2 carte de crédit horizontal
- 136 supports étiquettes 1/2 carte de crédit en PVC
- 30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables
- 2 porte-étiquettes autocollants

Référence

8YA164H180PV



ARMOIRE POUR DM – BACS À LÈVRES


Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 6 bacs à lèvres ajourés gris H100
- 3 bacs à lèvres ajourés gris H200
- 9 paires de butées anti-chute pour bacs à lèvres

Référence

8YA164H180DMBL

Peignes, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire



ARMOIRE POUR DM – TIROIRS JOINTIFS


Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 6 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 235 mm

Référence

8YA164H180DMTJ

Kits de compartimentage, porte-étiquettes et étiquettes à commander si nécessaire



COULEUR DE L'ARMOIRE

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 


ARMOIRE À SONDES

Armoire simple colonne 600 x 400 H180 équipée de :

- Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur (40 mm)
- Fermeture rideau
- Serrure à code
- 1 tablette porte-sondes avec 6 tringles télescopiques

Référence

8YAH164H180SDE



COULEUR DE L'ARMOIRE

Référence	Désignation
8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0018BC	Bleu céleste 

Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur.

Pensez à ajouter la référence couleur de l'armoire.

ARMOIRES HAUTEUR 160 CM

Référence	Désignation
8YAB164H160FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P40 + rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAB164H160FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P40 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAB164H160P5FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P50 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YABH160FRC_ED	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H160 P62 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

ARMOIRES HAUTEUR 180 CM

Référence	Désignation
8YAH164H180	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 sans fermeture + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180FR	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 + rideau + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P40 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180P5FRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P50 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur
8YAH164H180PIFRC	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P50 + rideau + serrure code + intercalaires inclinés en partie haute
8YAHH180FRC_ED	Armoire mobile NEOP "Basic" 1 col. 600x400 H180 P62 + rideau + serrure code + intercalaires horizontaux sur toute la hauteur

COULEUR DE L'ARMOIRE

Réf. armoire H. 160	Réf. armoire H. 180	Désignation
8Y004_0016RM	8Y004_0018RM	Rose magenta 
8Y004_0016VP	8Y004_0018VP	Vert pomme 
8Y004_0016BC	8Y004_0018BC	Bleu céleste 

Composition sur mesure

ÉTAPE ① - Structure de l'armoire

Choix de la structure de l'armoire en fonction du type d'intercalaires

	Armoire hauteur 160 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* avec pare-chocs	Armoire hauteur 180 cm* sans pare-chocs
Intercalaires standards horizontaux sur toute la hauteur Pas de 40 mm	8Y164H160P4	8Y164H180P4	8Y164H180SPCP4
Intercalaires standards inclinés en partie haute Pas de 40 mm	-	8Y164H180PI	8Y164H180SPCPI
Intercalaires à encombrement optimisé** Pas de 50 mm	8Y164H160P5	8Y164H180P5	8Y164H180SPCP5

** pour piluliers Modulo XL, Modulo Classic 600 x 400 et Eurojour

Les références comprennent :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires

ÉTAPE ② - Personnalisation de l'armoire

Sélection des éléments 1 à 3

	Armoire hauteur 160 cm*	Armoire hauteur 180 cm*
--	----------------------------	----------------------------

1	Fermeture à rideau	8Y002_6016F3	8Y002_6018F3
---	--------------------	--------------	--------------

L'armoire de stockage peut être commandée sans fermeture.

ATTENTION ! Pour un modèle avec intercalaires horizontaux sur toute la hauteur sans rideau, il faut ajouter la butée antichute réf. [8Y014](#).

2	Serrure à code	8Y003CODE3	8Y003CODE3
---	----------------	------------	------------

L'armoire de stockage peut être commandée sans serrure.

3	Couleur	Rose magenta	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
		Vert pomme	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
		Bleu céleste	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

*Pour la hauteur précise de l'armoire, voir la partie «Données techniques»

Rose magenta	Vert pomme	Bleu céleste
--------------	------------	--------------

Accessoires et aménagements intérieurs

Rail normalisé, poignée de poussée, tiroirs...

Se référer aux fiches dédiées.



Données techniques



Pas de 40, 50 et 62 mm



Pas de 40 mm incliné
Disponible uniquement H 180 mm
En partie haute

H 180 : 1855 mm

H 160 : 1695 mm

P. 580 mm avec pare-chocs
P. 538 mm sans pare-chocs

L. 745 mm avec pare-chocs
L. 716 mm sans pare-chocs

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

Matières

Structure	Caisson monobloc Acier électro-zingué soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de Vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot	
Poids à vide	H 160 : 48 kg	H 180 : 52 kg
Capacité	Armoire H 160 avec rideau : - 35 pas de 40 mm - 27 pas de 50 mm - 22 pas de 62 mm Armoire H 160 sans rideau : - 36 pas de 40 mm - 28 pas de 50 mm - 23 pas de 62 mm	Armoire H 180 avec rideau : - 8 pas de 40 mm inclinés + 25 pas de 40 mm horizontaux - 39 pas de 40 mm horizontaux - 30 pas de 50 mm - 24 pas de 62 mm Armoire H 180 sans rideau : - 8 pas de 40 mm inclinés + 25 pas de 40 mm horizontaux - 40 pas de 40 mm horizontaux - 31 pas de 50 mm - 25 pas de 62 mm
Verrouillage	Code (avec clé de secours)	

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions	H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m H 180 : L 0,80 x P 1,20 x H 2,00 m
Poids (armoire + emballage)	H 160 : 60 kg H 180 : 64 kg	Volume	H 160 : 1,75 m ³ H 180 : 1,90 m ³