

Neop | Chariots à plâtre 600 x 400

Rangement de tous les instruments et du matériel nécessaire à la confection d'un plâtre

- Robustesse : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Hauteur : 100
- Zone de préhension ergonomique
- Équipé de cinq tiroirs à sortie totale et d'un support latéral avec bac de trempage
- De nombreux autres équipements sont disponibles, notamment le portique avec distributeur de jersey tubulaire

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



Configuration type - PREMIUM

Chariot à plâtre 600 x 400 H. 100 mm


Équipements de série :

- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 1 support latéral avec bac de trempage, amovible, de 19 litres

Référence
8Y164H100T.PL



Couleur du chariot

Couleur	Référence
Rose magenta 	8Y004_0010RM
Vert pomme 	8Y004_0010VP
Bleu céleste 	8Y004_0010BC

Accessoires

Désignation	Référence
Plan de travail rabattable	8Y008_0400
Portique avec distributeur de jersey tubulaire En tôle d'acier, laquée, coloris blanc Porte coulissante en matière plastique transparente Équipé de 3 séparations montées sur glissières autocollantes Dimensions : L. 606 x P. 310 x H. 320 mm	8Y012

Rail normalisé, poubelle, poignée ergonomique...

Se référer aux fiches dédiées.



Données techniques

Dimensions hors tout du chariot

H. max : 1830 mm
H. min : 1380 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.



Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

Matières

Structure	Caisson 20/10 ^{ème} monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	Coulisse bille acier zingué avec amortisseur
Tiroirs	Façade en stratifié compact ép. 8 mm / cadre en aluminium traité époxy / bacs à lèvres en ABS
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes. Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	26,5 kg
Verrouillage	Aucun
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (chariot + emballage)	38,5 kg
Dimensions	L. 0,80 x P. 1,20 x H. 1,74 m
Volume	1,67 m ³