



► Solution PILI

La PDA* 100 % sécurisée et tracée



* PDA : Préparation des Doses à Administrer



PRATICIMA
healthcare solutions

► Sécurisation du circuit du médicament

La PDA, un enjeu essentiel pour optimiser le parcours de soins



Sécurisation et traçabilité

- Respect des exigences réglementaires des ARS
- **Mise en sécurité des résidents**
- Administration du médicament en conformité avec la prescription initiale
- Adaptation à tout changement de traitement en cours de mois
- Moins de hors piluliers à gérer : moins de risques d'erreurs




Efficacité

- **Optimisation de l'observance médicamenteuse**
- Amélioration de la **prise en charge du patient**
- **Gain de temps** : meilleure gestion du circuit du médicament

Le pharmacien, acteur du suivi de l'observance

En exerçant la PDA, le pharmacien se positionne au centre du parcours de soins du patient, en tant que correspondant.



La PDA, un nouveau service pour toute la patientèle

- Un **service contractuelisable**, conformément au Décret n°2018-841 du 3 octobre 2018
- Personnalise la relation patient/pharmacien
- Fidélise la patientèle

12 millions

de patients chroniques en France

45 %

des patients chroniques sont **inobservants**


En moyenne 550 patients éligibles à la PDA par officine

Une solution PDA 100 % sécurisée et tracée

Pili® est la combinaison de tous les outils nécessaires à la mise en place d'une solution PDA :

- Logiciel de préparation et de traçabilité **Pili® Soft**
- Piluliers sécurisés **Pili®**, **Pili® 4.21** et **Pili® Home**
- Reconditionnement unitaire
- Outil de découpe **Pili® Blade**
- Boîtes de transport **Pili® Box**
- Armoires de stockage
- Chariots de distribution **Pili® Cart** et **Neop®**

Une solution pour les patients en établissement et en ambulatoire



► Pili® Soft, logiciel de traçabilité totale

Un logiciel PDA qui trace 100 % du traitement

- Logiciel en **mode SAAS** (web) hébergé sur un serveur de données de santé sécurisé agréé (CNIL)
- **Communication avec les logiciels de soins tiers** (interopérabilité et bidirectionnalité)
- **Récupération instantanée des données** résidents / patients
- Communication des informations liées au traitement vers les médecins et les IDE
- **Modification possible à tout moment d'un pilulier en cours de distribution**
- **Traçabilité de la modification de traitement**
- **Traçabilité du contrôle pharmaceutique**



Un logiciel permettant le reconditionnement unitaire

- Reconditionnement unitaire des **médicaments nus entiers, en ½ et en ¼**
- **Blister scellé à l'aide d'une étiquette adhésive** imprimée à partir du logiciel Pili® soft
- **Identification complète** du médicament reconditionné
- Traitement anti-UV : **protection contre la lumière**



Un logiciel facilitant le bilan partagé de médication

Pili® soft est capable de **préremplir les formulaires nécessaires au bilan partagé de médication** grâce aux données résidents (identité et traitements) enregistrées dans le logiciel.


Grâce à cette fonctionnalité, le pharmacien gagnera un temps précieux dans la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques.



Un logiciel intuitif et simple d'utilisation

1

Récupération des résidents et des prescriptions dans Pili® Soft (si interface avec un logiciel de soins tiers)



4

Double contrôle du pilulier et validation du pharmacien



2

Remplissage guidé du pilulier à l'aide du logiciel



5

Impression et collage de l'étiquette de scellage du pilulier



6

Renvoi des données dans le logiciel de soins (si interfaçage en bidirectionnel)

3

Scan du datamatrix de la boîte de médicaments pour récupérer le numéro de lot, le CIP et la date de péremption



7

Impression du plan de traitement du patient et du bon de délivrance

Plan d'administration
Numéro de traçabilité du pilulier : 79b604fd-1

- N° de Sécu : 235015002503466
- Pharmacie : Pharmacie de l'église
- Résident : Jeanine DUPRIEUX
- Sexe : Féminin
- Age : 83 ans
- Préparé par : Estelle Quirin
- Adresse : EHPAD NABET
- Etage : 2
- Chambre : 22

Informations résident : Diabète de type 1

MATIN	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	Observations
TRIVASTAL LP 50MG CPR 30 Lots: 23503	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-
FORLAX 10G SACHET 20 Lots: 5252	1	1	1	1	1	1	1	-
EPHRETEXAL 10MG/2.5MG CPR 30 Lots: 5983	1	1	1	1	1	1	1	-
DIFFU K 600MG Lots: 23503	1	1	1	1	1	1	1	-
SOIR	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.	Observations
TRIVASTAL LP 50MG CPR 30 Lots: 23503	1	1	1	1	1	1	1	-


► Une gamme de piluliers sécurisés

Des piluliers sécurisés et tracés

- Scellés à l'aide d'une étiquette adhésive imprimée à partir du logiciel Pili® soft
- Respect des exigences réglementaires des ARS
- Adaptation du traitement sans gaspillage
- **Identification complète du patient**
- Lecture immédiate du traitement par prise
- **Détachables à la journée et au moment de prise**
- Légers et faciles d'utilisation : ouverture par prédécoupe


Des piluliers écoresponsables 100 % recyclables

- Blisters fabriqués avec 50 à 80 % de matière recyclée (APET – grade alimentaire)
- Réutilisation en matériaux ou valorisation énergétique



Pilulier Pili®

Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...



Visualisation
du traitement
en un coup d'oeil

Pilulier
au format
A3

Adapté aux
médicaments en
conditionnement
primaire

formes sèches
en blister et sachets

Jours
de prise
identifiés
par couleur

Remplissage et
scellage du pilulier
à l'aide d'un
**préparatoire
lumineux**
ou d'un plateau
de préparation

Remplissage guidé du pilulier Pili®

à l'aide d'un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft



Sécurisation complète
du remplissage



Gain de temps
à la préparation



Sur le préparatoire lumineux :
affichage des cases à remplir par LED

	LUNDI 22/03/2021	MARDI 23/03/2021	MERCREDI 24/03/2021	JEUDI 25/03/2021	VENDREDI 26/03/2021	SAMEDI 27/03/2021	DIMANCHE 28/03/2021
 COUCHER	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits	2 2 produits
 SOIR	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits	4 3 produits
 MIDI	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits	3 3 produits
 MATIN	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits	5 5 produits

Sur le logiciel Pili® Soft :
indication du nombre de médicaments
à positionner dans chaque case du pilulier

Pilulier Pili® 4.21

Idéal pour les établissements : EHPAD, MAS, FAM...



Pilulier
au format
A3

Pilulier mixte
adapté :
- aux formes sèches
déconditionnées
- aux médicaments
en blister
- aux petits sachets

**Jours
de prise**
identifiés
par couleur

Remplissage et
scellage du pilulier
à l'aide d'un
**préparatoire
lumineux**

Mardi midi		06/01/2023
DUPRIEUX Jeanine Née le 12/07/36 - Ét 2 Ch 22 6 PIL - 1 HP		
C1	0,5 Citalopram 20mg mylan cpr...	
C2	1 Valaciclovir 500mg actavi...	
C3	1,5 Pregabaline 100mg mylan g...	
C4	2 Atorvastatine 10mg accord...	
HP	1 Seretide diskus 250mg cpr...	Si douleur

Visualisation du traitement
en un coup d'oeil et
identification des produits
dans chaque compartiment

4
moments
de prise
par jour


21
compartiments
individuels
numérotés
par jour

Coucher
3 cases

Soir
6 cases

Midi
4 cases

Matin
8 cases +
1 petit sachet



Remplissage guidé du pilulier Pili® 4.21


à l'aide d'un préparatoire lumineux relié au logiciel Pili® Soft



Sécurisation complète
du remplissage



Gain de temps
à la préparation



	LUNDI 17/08/2020	MARDI 18/08/2020	MERCREDI 19/08/2020	JEUDI 20/08/2020	VENDREDI 21/08/2020	SAMEDI 22/08/2020	DIMANCHE 23/08/2020
COUCHER							
SOIR	2 produits	2 produits	2 produits	2 produits	2 produits	2 produits	2 produits
MIDI	3 produits	3 produits	3 produits	3 produits	3 produits	3 produits	3 produits
MATIN	4 produits	3 produits	4 produits	3 produits	4 produits	3 produits	4 produits

Sur le préparatoire lumineux :
affichage des cases à remplir par LED

Sur le logiciel Pili® Soft :
indication des cases à remplir, avec une représentation
du pilulier muni de toutes ses cases numérotées

Pilulier Pili® Home

Idéal pour l'ambulatoire : à la maison, en foyer ou en résidence seniors,
en autonomie ou accompagné par une infirmière libérale



Pilulier
au format
A4

Adapté aux
médicaments en
conditionnement
primaire
formes sèches
en blister et sachets

Moments
de prise
identifiés
par couleur

Remplissage et
scellage du pilulier
à l'aide d'un
**plateau de
préparation**

Mardi
MATIN 17/01/2023

**DUPRIEUX
Jeanine**
Née le 03/02/40
11 PIL - 1 HP

1 Levothyrox 75mcg cpr seca
1.5 Hydrocortisone 10mg rous
3 Diffu-k 600mg gelule 40
0.5 Propranolol 40mg teva cpr
1 Loxen Ip 50mg gelule 180
1 Valaciclovir 500mg actavis
0.5 Flucortac 50mcg cpr sécabl
1 Pregabaline 100mg eg gelu
1 HP - Seretide diskus 500/5

Visualisation
du traitement
en un coup d'oeil



► Pili[®] Blade, outil de découpe des doses unitaires

La découpe des plaquettes de médicaments avec une paire de ciseaux est révolue.

Avec Pili[®] Blade, réduisez la pénibilité et gagnez en productivité !



Réduction de la pénibilité

- Mouvement naturel sans effort
- Limite les TMS

Gain de productivité

- Nombre réduit d'opérations
- Rapide et efficace
- Découpe tous types de plaquettes et de sachets

Sécurité accrue

- Lame sécurisée non accessible
- Évite les coupures accidentelles avec la paire de ciseaux

Hygiène

- Matériaux résistants aux produits de désinfection des établissements médico-sociaux et hospitaliers
- Démontage aisé pour faciliter le nettoyage

▶ Pili® et le circuit du médicament


Les piluliers Pili® sont compatibles avec la gamme PRATICIMA dédiée au circuit du médicament. Nous proposons le matériel nécessaire au transport, au stockage des piluliers et à la distribution des médicaments jusqu'au résident.

PRATICIMA est **spécialiste de la distribution nominative dans le secteur médico-social depuis plus de 30 ans** et équipe environ la moitié des EHPAD en France.



Boîte de transport Pili® Box

- **Caisse de transport et de stockage**
- Capacité :
 - 7 piluliers Pili®
 - 18 piluliers Pili® 4.21
 - 16 piluliers Pili® Home
- **100 % sécurisé** avec un scellé
- **Poids réduit** : inférieur à 3 kg rempli
- Prise en main **ergonomique**



Colonne et armoire de stockage

- **Armoire fixe avec fermeture à rideau et serrure à clé**
- **Colonne de stockage ouverte mobile**
- Capacité :
 - Armoire fixe : 30 à 90 piluliers Pili® ou Pili® 4.21
 - Colonne ouverte : 26 à 52 piluliers Pili® ou Pili® 4.21



Chariots de distribution

- **Chariot Pili® Cart simple ou double colonne, 2 hauteurs au choix**
Capacité : 56 à 140 patients
- **Chariot Neop® 600 x 400 simple colonne**
Capacité : 70 patients
- Verrouillage par **serrure à code**
- Nombreux accessoires compatibles
- **Ergonomique et maniable**

► Mise en oeuvre de la solution Pili®



La solution Pili® est déployée avec une **équipe structurée**.



Accompagnement lors de la mise en place par nos **responsables commerciaux régionaux**



Formation des équipes (officine et EHPAD) et suivi par nos **animateurs PDA**



Dans le cadre de la PDA en établissement, un partenariat entre l'établissement et l'officine est **contractualisé par une convention**.



Un **pack visibilité** est proposé à l'officine pour développer la PDA ambulatoire (vitrophanie, flyers et vidéo).



PRATICIMA
healthcare solutions

Rue du Pou du Ciel
ZI de Reyrieux – CS20129 Reyrieux
01600 TRÉVOUX – FRANCE

Tél : 04 74 00 98 11

Fax : 04 74 00 98 36

E-mail : praticima@praticima.fr

www.praticima.fr

