

Gestion du linge et des déchets

Chariots et armoires de distribution du linge

Nos chariots et armoires de distribution du linge Neop® Clean avec portes à fermeture magnétique sont robustes et facilement maniables.

Totalement **personnalisables** grâce à une large gamme d'accessoires, ils sont **sécurisables**, **informatisables** et **upgradables** avec un porte-sac pour distribuer le linge propre et récolter le linge sale en un seul passage.

Pour un confort de travail optimal, nos chariots peuvent être équipés du **système de motorisation EasyMoove®** qui permet de limiter les efforts de poussée des utilisateurs.

Photos non contractuelles



Neopclean



Points forts

- ▶ Robuste : caisson monobloc
- ▶ Ergonomique : motorisation en option
- ▶ Personnalisable : large gamme d'accessoires
- ▶ Hygène : apte au lavage et à la désinfection



Hygène



Ergonomique



Désignation	Nombre d'étagères	Dimensions (en mm)	Référence
Chariot de distribution du linge Neop® Clean H. 100	1	L. 745 x P. 583 x H. 1115	8Y164H100LIN
Chariot de distribution du linge Neop® Clean H. 120	2	L. 745 x P. 583 x H. 1355	8Y164H120LIN
Armoire de distribution du linge Neop® Clean H. 160	2	L. 745 x P. 580 x H. 1695	8Y164H160LIN

Caractéristiques techniques

Matières

Structure	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 100 : aluminium / H 120 : aluminium / H 160 : acier
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Fermeture	Portes en stratifié compact avec fermeture magnétique
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
Poids à vide	H 100 : 24 kg / H 120 : 26 kg / H 160 : 48 kg
Équipement de série	H 100 : 1 étagère / H 120 : 2 étagères / H 160 : 2 étagères
Verrouillage	Serrure à code en option

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (structure + emballage)	H 100 : 36 kg / H 120 : 38 kg / H 160 : 60 kg
Dimensions	H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m H 160 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,85 m
Volume	H 100 : 1,15 m ³ / H 120 : 1,15 m ³ / H 160 : 1,75 m ³

Motorisation

Nos chariots Neop® Clean 600 x 400 H100 et H120 peuvent être équipés de la roue motorisée EasyMoove®. Cette innovation permet de **limiter les efforts de poussée des utilisateurs**. Une simple action avec le doigt sur la gâchette permet d'actionner la motorisation. Le personnel bénéficie ainsi d'un **confort de travail optimal**.

Désignation

Référence

Roue motorisée EasyMoove®
pour chariots Neop® H100 et H120

9R002_L01




Supports informatiques

Désignation

Référence

1	Support en tôle pour ordinateur portable	8Y009TH4
2	Support en PMMA avec capot pour ordinateur portable	8Y009TH2
3	Support en PMMA sans capot pour ordinateur portable	8Y009TH1
4	Support pour tablette tactile	8Y009TH3
5	Support pour écran Vesa	8Y009TH5
6	Rallonge pour bras informatique	QUI2F110
	Support souris en compact pour support ordinateur portable en compact	28502
	Support pour unité client léger	8E231
	Guide câble	8E105
	10 attaches câble	8E109
	Passerelle câble Ø 25 en caoutchouc pour perçage Ø 31 mm sur chariot Neop® Clean	QUI8Y003



Rails et accessoires compatibles

Rails normalisés



Rails en aluminium vissés sur la structure du chariot ou de l'armoire, ce qui permet une résistance à l'usure plus élevée.

Désignation	Référence
Rail latéral positionné en bas à droite	8Y030_0400BD
Rail latéral positionné en bas à gauche	8Y030_0400BG
Rail latéral positionné en haut à droite	8Y030_0400HD
Rail latéral positionné en haut à gauche	8Y030_0400HG
Rail latéral positionné en niveau intermédiaire à droite	8Y030_0400ID
Rail latéral positionné en niveau intermédiaire à gauche	8Y030_0400IG



Accessoires pour rails normalisés

Désignation	Dimensions hors tout (en mm)	Référence
Panier fil petit modèle	L. 355 x P. 218 x H. 238	28062N.GR
7 Panier fil grand modèle	L. 405 x P. 218 x H. 238	28061N.GR
8 Casier de rangement	L. 455 x P. 135 x H. 110	28063N.GR
9 Support dossier en fil chromé		BF20250
10 Trieur dossiers 3 cases	L. 257 x P. 130 x H. 445	28011N
11 Support vertical pour fiche de dotation		AN09403
12 Support pour sac poubelle	L. 173 x P. 265 x H. 302	28080.GR
13 Poubelle pour sac de 25 L avec couvercle et pédale	L. 235 x P. 190 x H. 400	28074N
14 Support pour boîte à gants ou essuie-mains	L. 135 x P. 80 x H. 300	28001N.GR
15 Support amovible pour rouleau		28059N.GR
16 Support pour container à lingettes		AN00008
17 Adaptation fixe pour chariot porte-sac		28075N



Autres équipements

	Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
18	Tablette d'extension coulissante		8Y010_0410
19	Tablette d'extension rabattable		8Y008_0400
20	Serrure à code		8Y003CODE4
21	Tiroir adaptable sous le plateau supérieur		8Y008_LIN
22	Poignée ergonomique		8Y005
23	Poignée droite		8F002
24	Kit cale flacons 5 cases - petit modèle	L. 420 x P. 93 x H. 50	28038
	Kit cale flacons 5 cases - grand modèle	L. 510 x P. 120 x H. 50	28048
25	Trieur 3 colonnes adaptable à l'intérieur et à l'extérieur du chariot		AJ02040
26	Adaptation amovible pour chariot porte-sac		AB04004

